

Уведомление об отсутствии закупаемого товара в реестре российской промышленной продукции

Номер уведомления: 1875/2/2026-09-01/786536

Дата подачи уведомления: 01.09.2026

Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМЕНИ С.С. ЮДИНА ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ"

Адрес электронной почты: EZWL-gkb_yudina@zdrav.mos.ru

Номер контактного телефона: +7 (499) 612-29-38

Место нахождения: 115446, Г.МОСКВА, ПР-Д КОЛОМЕНСКИЙ, Д. 4

ИНН: 7724070870

ОГРН: 1027700233615

Наименование продукции: Стол операционный универсальный

Код ОКПД2: 32.50.30.110

Код ТН ВЭД: 9402 90 000 0 Мебель медицинская, хирургическая, стоматологическая или ветеринарная (например, операционные столы, столы для осмотра, больничные койки с механическими приспособлениями, стоматологические кресла); парикмахерские кресла и аналогичные кресла с приспособлениями для вращения и одновременно для наклона и подъема; части вышеупомянутых изделий: прочая

Количество найденных аналогов: Более 100



Подтверждаю, что среди подобранных аналогов российского производства отсутствует продукция, соответствующая описанию объекта закупки

№	Наименование технической характеристики	Единица измерения	Значение технической характеристики
1	Грузоподъемность		> 225
2	Тип		Мобильный
3	Тип ложа		Четырехсекционная
4	Тип привода		Электромеханический
5	Высота хирургической модульной платформы в верхней точке		Больше или равно 1200
6	Высота хирургической модульной платформы в нижней точке		Больше или равно 830
7	Высота хирургической модульной платформы в нижней точке с модулем		Больше или равно 680
8	Длина модуля для спинальной хирургии		Больше или равно 2100
9	Длина модуля общехирургического		Больше или равно 2100
10	Длина хирургической модульной платформы в собранном состоянии		Больше или равно 1600
11	Количество вставок для системы поддержки лица		Больше или равно 10
12	Количество грудных валиков		Больше или равно 2
13	Количество колес с блокиратором для перемещения хирургической модульной платформы		Больше или равно 4
14	Количество креплений для закрепления любых принадлежностей, имеющих плоскую крепежную стойку, на встроенных боковых рельсах		Больше или равно 2
15	Количество креплений на стойке для закрепления любых принадлежностей, имеющих крепежную стойку круглого сечения на конце на боковых рельсах		Больше или равно 2
16	Количество опор для положения на боку		Больше или равно 3
17	Количество опор для рук в положении пациента «на животе»		Больше или равно 2
18	Количество подушек для таза больших		Больше или равно 2
19	Количество подушек для таза маленьких		Больше или равно 2
20	Количество подушек для таза стандартных		Больше или равно 2
21	Количество проводимых операций при полном заряде аккумулятора		Больше или равно 40
22	Количество фиксаторов-рельсов для закрепления на карбоновой столешнице рельсов для принадлежностей		Больше или равно 4
23	Количество фиксирующих ремней для пациента		Больше или равно 4
24	Максимально допустимый вес пациента на раме для декомпрессии		Больше или равно 130
25	Максимальный угол бокового наклона влево		Больше или равно 25
26	Максимальный угол бокового наклона вправо		Больше или равно 25
27	Максимальный угол переворота пациента во время операции		Больше или равно 180
28	Максимальный угол положения Антитренделенбурга		Больше или равно 10
29	Максимальный угол положения Тренделенбурга		Больше или равно 10
30	Материал модуля для спинальной хирургии		Углеродный, рентгенопрозрачный материал
31	Материал модуля общехирургического		Углеродный, рентгенопрозрачный материал
32	Параметры сети: напряжение		220
33	Параметры сети: частота		50
34	Полная длина хирургической модульной платформы		Больше или равно 2500
35	Положение Тренделенбурга/антиТренделенбурга		Да
36	Регулируемая головная секция		Да
37	Рентгенопрозрачное ложе		Да

№	Наименование технической характеристики	Единица измерения	Значение технической характеристики
38	Тип использования вставки для поддержки лица		Одноразовый
39	Тип регулировки секций		Механический
40	Форма подушки для головы		Кольцо
41	Ширина модуля для спинальной хирургии		Больше или равно 430
42	Ширина модуля общехирургического		Больше или равно 500
43	Ширина хирургической модульной платформы		Больше или равно 800
44	Комплект подушек для позиционирования пациента		Полукруглая подушка Клиновидная подушка под спину Валик Подушка под колено большая Подушка под колено маленькая
45	Комплектация		Модуль общехирургический съемный Хирургическая модульная платформа мобильная Мягкое покрытие для модуля общехирургического Модуль для спинальной хирургии съемный Головная секция Грудная подушка плоская Грудная секция Опора для ноги Секция для поддержки лица Чехол на модуль для спинальной хирургии из негорючего материала Слинг для ног с ремнями Подушка для слинга обычная Подушка для слинга большая Подушка для головы гелевая Опора для руки в латеральном положении, поворотная Набор чехлов одноразовых Рама для декомпрессии рентгенпрозрачная Устройство для вытяжения шейного отдела Адаптер Cervical Management для рентгенпрозрачного черепного фиксатора Тележка для принадлежностей к модулю Держатель-крючок для тракции Полукруглая подушка Клиновидная подушка под спину Валик Подушка под колено большая Подушка под колено маленькая
46	Конструктивные особенности		Модульная система стола операционного Колеса для перемещения Аккумулятор, встроенный в хирургическую модульную платформу Световая индикация состояния батареи аккумулятора Световая индикация активации функций (готовности к работе) Пульт дистанционного управления Сквозное отверстие по центру головной секции для головы пациента Прорези для глаз в секции для поддержки лица Мягкое противоположное антистатическое покрытие подушки опоры для руки в латеральном положении Вспомогательная рентгенпрозрачная секция с мягким покрытием Интраоперационный изгиб подушек рамы для декомпрессии для контроля лордоза Мягкое противоположное антистатическое покрытие подушки опоры для руки в положении пациента «на спине» Анатомическая форма вставки для поддержки лица Регулируемое зеркальное основание секции для поддержки лица, обеспечивающее возможность для анестезиолога наблюдать глаза, нос и рот пациента Мягкое покрытие с противоположным эффектом грудной секции

№	Наименование технической характеристики	Единица измерения	Значение технической характеристики
47	Назначение модулей (составных частей) системы		Модуль общехирургический для операции, требующей позиционирования пациента на спине или на боку Модуль для спинальной хирургии для интраоперационного переднего, заднего, латерального и наклонного доступа Головная секция для расположения головы пациента при проведении хирургических вмешательств, в положении пациента «на животе» Грудная секция для поддержки грудины пациента в положении «на животе» Секция для поддержки лица для защиты глаз и тканей лица от повреждений и фиксации шеи пациента в нейтральном положении при проведении хирургических вмешательств в положении пациента «на животе» Слинг для ног для расположения коленей пациента ниже рамы модуля для спинальной хирургии, для возможности увеличения сгиба в тазобедренном суставе Опора для руки в латеральном положении для правильного позиционирования руки пациента, в положении пациента «на боку» Устройство для вытяжения шейного отдела для операций на шейном отделе позвоночника из переднего доступа Устройство для вытяжения шейного отдела для позиционирования пациента на спине и на животе Рама для декомпрессии для позиционирования пациента при ламинэктоми, дискэктоми, хирургии диска и микродискэктоми Грудные валики для обеспечения поддержки груди тучных пациентов и пациентов с грудными имплантатами в положении «на животе» Подушка для головы для расположения головы пациента при позиционировании на спине
48	Световая индикация состояния батареи аккумулятора		На пульте На платформе
49	Совместимость		Грудная секция с модулем для спинальной хирургии Головная секция с модулем для спинальной хирургии Секция для поддержки лица с модулем для спинальной хирургии Опора для ноги с модулем для спинальной хирургии Опоры противоположной системы с модулем для спинальной хирургии Грудные валики с модулем для спинальной хирургии Рама для декомпрессии с модулем для спинальной хирургии Вставка для поддержки лица с секцией поддержки лица
50	Типы опор для положения на боку с точкой фиксации		Точка фиксации грудь Точка фиксации крестец Точка фиксации лобковая зона
51	Требования к свойствам		Возможность установки сменных модулей Возможность переворачивать пациента из положения на спине в положение на животе Возможность телескопического сдвига корпуса хирургической модульной платформы в горизонтальной плоскости Возможность регулировки высоты Возможность доступа аппарата рентгеновского типа С-дуга по всей длине рамы для декомпрессии
52	Функциональные особенности		Возможность использования хирургических рентгеновских систем типа С-дуга во всех проекциях с модулем для спинальной хирургии Отсутствие артефактов на рентгеновских изображениях во всех проекциях при повороте и вращении при использовании хирургических рентгеновских систем типа С-дуга и О-дуга на модуле для спинальной хирургии Питание от сети Возможность использования секции для поддержки лица вместо головной секции Равномерное распределение давления на ткани лица при позиционировании пациента на модуле для спинальной хирургии Рентгенопрозрачная головная секция

