

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

**Электронный аукцион на поставку перчаток смотровых процедурных для отделений больницы для
ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ»**

1. Общая информация об объекте закупки

1.1. Объект закупки: Электронный аукцион на поставку перчаток смотровых процедурных для отделений больницы для ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ».

1.2. Код и наименование позиции Классификатора предметов государственного заказа:
01.02.10.13.02 - ТОВАРЫ/ТОВАРЫ МЕДИЦИНСКИЕ/МЕДИЦИНСКИЕ РАСХОДНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ/ПЕРЧАТКИ МЕДИЦИНСКИЕ/ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ/ПРОЦЕДУРНЫЕ И
ХИРУРГИЧЕСКИЕ.

1.3. Наименования позиции Справочника предметов государственного заказа: согласно Приложению 1.

1.4. Место поставки товаров:

- согласно Приложению 1 и заявкам, направляемым Заказчиком Поставщику по форме, установленной Приложением 2.

1.5. Срок поставки товаров:

- в пределах сроков, установленных Приложением 1, и в сроки, установленные Заказчиком в заявке, составленной по форме согласно Приложению 2.

1.6. Приложения к Техническому заданию:

- Приложение 1. – «Перечень объектов закупки».
- Приложение 2. – «Форма заявки».

2. Стандарт товаров

2.1. Поставщик обязан осуществить поставку перчаток медицинских (далее – товар) в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом и настоящим Техническим заданием, а также в соответствии с требованиями актов, указанных в разделе 6 настоящего Технического задания.

2.2. Товар должен соответствовать требованиям, установленным в Приложении 1 «Перечень объектов закупки» к настоящему Техническому заданию.

2.3. Для взаимодействия с Заказчиком Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения Контракта назначить ответственное контактное лицо, выделить номер телефона, адрес электронной почты для приема данных (заявок, запросов, уведомлений) в электронной форме и уведомить об этом Заказчика согласно требованиям статьи «Прочие условия» Контракта. Об изменении контактной информации ответственного лица Поставщик обязан уведомить Заказчика в

течение 1 (одного) рабочего дня со дня возникновения таких изменений.

2.4. Товар должен быть поставлен в срок, указанный в Приложении 1 «Перечень объектов закупки» к настоящему Техническому заданию, с учетом требований, установленных в настоящем Техническом задании.

2.5. Поставка товара осуществляется:

- партиями по заявкам Заказчика, составленным по форме, установленной Приложением 2 «Форма заявки» к настоящему Техническому заданию. Заявка направляется Поставщику посредством электронной почты не позднее 1 (одного) рабочего дня до даты поставки товара, указанной в заявке. Поставка товара осуществляется Поставщиком в количестве и ассортименте, а также в сроки и по адресам, указанным Заказчиком в заявке. Форму связи о факте получения заявки Поставщиком определяет Заказчик.

2.6. В комплект поставки товара должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с функциональным назначением и требованиями, установленными в Приложении 1 «Перечень объектов закупки» к настоящему Техническому заданию, а также эксплуатационная документация на товар, соответствующая требованиям акта, указанного в пункте 6.6 настоящего Технического задания.

2.7. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям нормативной, технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя).

2.8. Поставщик поставляет товар в соответствии с пропускным и внутриобъектовым режимами, установленными на территории по адресу поставки товара в порядке, согласованном с Заказчиком не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты фактической поставки товара.».

2.9. Все виды погрузочно-разгрузочных работ, в том числе на складе Заказчика, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком своими силами или за его счет.

2.10. Передачу товара осуществляет уполномоченный представитель Поставщика, имеющий право контроля комплектности, качества и ассортимента товара. Уполномоченный представитель обязан иметь при себе документ, удостоверяющий личность. В случае выявления недостатков, такие недостатки актируются, а товар возвращается Поставщику на устранение выявленных недостатков.

2.11. В соответствии с требованиями Контракта Поставщик предоставляет Заказчику отчетную документацию и электронный структурированный Документ о приемке. Комплект отчетной документации должен включать:

- копии регистрационных удостоверений на поставляемый товар или информацию о наличии записи в государственном реестре медицинских изделий, подтверждающей факт государственной регистрации медицинского изделия для медицинского применения, в соответствии с требованиями акта, указанного в пункте 6.5 настоящего Технического задания, заверенные Поставщиком;
- сертификат соответствия (для продукции, включенной в перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации);
- декларацию о соответствии (для продукции, включенной в перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о

соответствии);

- документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с требованиями актов, указанных в пунктах 6.2, 6.6 настоящего Технического задания;
- оригиналы документов, подтверждающих гарантийные обязательства Поставщика и производителя (изготовителя) товара.

3. Объем и сроки гарантий качества

3.1. Качество товара должно соответствовать установленным в Российской Федерации требованиям государственных стандартов, технических регламентов или техническим условиям производителей (изготовителей) товара, требованиям настоящего Технического задания и Контракта в соответствии с актами, указанными в разделе 6 настоящего Технического задания.

3.2. Срок годности на товар должен быть не менее срока, установленного производителем (изготовителем) товара.

3.3. Минимальный остаточный срок годности товара на дату поставки должен соответствовать сроку, указанному в Приложении 1 «Перечень объектов закупки» к настоящему Техническому заданию.

4. Требования к безопасности товара

4.1. Соответствие товара требованиям безопасности подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и требованиями актов, указанных в разделе 6 настоящего Технического задания. Соответствие качества и безопасности товара должно быть подтверждено сертификатом соответствия и/или декларацией о соответствии (для продукции, включенной в перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и/или подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии).

4.2. В соответствии с требованиями акта, указанного в пункте 6.3 настоящего Технического задания, поставляемый товар должен быть разрешенным для обращения на территории Российской Федерации и зарегистрированным в порядке, предусмотренном актом, указанным в пункте 6.5 настоящего Технического задания.

5. Требования к используемым материалам и оборудованию

5.1. Маркировка товара должна содержать информацию, указанную в Контракте с учетом требований актов, указанных в пунктах 6.1 и 6.2 настоящего Технического задания.

5.2. Маркировка стерильных и нестерильных медицинских изделий должна обеспечивать возможность разграничения идентичных или схожих видов медицинских изделий.

5.3. Маркировка должна быть нанесена на товар. В случае невозможности нанесения непосредственно на товар, маркировка (частично или полностью) может быть нанесена на упаковку для каждой единицы товара, и (или) на групповую упаковку, и (или) на инструкцию по применению.

5.4. Маркировка может быть дополнена информацией о товаре в машиночитаемом формате, в том числе с использованием радиочастотной идентификации или штрихкодов.

5.5. Маркировка упаковки должна соответствовать маркировке товара. Маркировка упаковки должна обеспечивать возможность определения типа, наименования и принадлежности к конкретному производителю (изготовителю) товара.

6. Перечень нормативных правовых и нормативных технических актов

6.1. "Соглашение о единых принципах и правилах обращения медицинских изделий (изделий медицинского назначения и медицинской техники) в рамках Евразийского экономического союза" (Заключено в г. Москве 23.12.2014).

6.2. Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 12.02.2016 N 27 "Об утверждении Общих требований безопасности и эффективности медицинских изделий, требований к их маркировке и эксплуатационной документации на них".

6.3. Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации".

6.4. Постановление Правительства РФ от 23.12.2021 N 2425 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. N 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации".

6.5. Постановление Правительства РФ от 30.11.2024 N 1684 "Об утверждении Правил государственной регистрации медицинских изделий".

6.6. Приказ Минздрава России от 11.04.2025 N 181н "Об утверждении требований к содержанию технической и эксплуатационной документации производителя (изготовителя) медицинского изделия".

Перечень объектов закупки

1. Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, нестерильные			
Обоснование дополнительных характеристикКоличество перчаток в упаковке-На основании потребности учреждения.Минимальный остаточный срок годности на дату поставки-На основании потребности учреждения.Материал-Обеспечивает химическую стойкость и отсутствие аллергических реакций на протеины натурального латекса, аллергия тип1. Конструктивные особенности-Для предотвращения скатывания перчатки во время манипуляций, обеспечения надежной фиксации манжеты на предплечье.Длина перчатки от кончика среднего пальца до края манжеты-Для обеспечения повышенной защиты от попадания биологической или иной жидкости.Одинарная толщина среднего пальца перчатки-Для обеспечения прочности в условиях повышенного риска инфицирования. Тип поверхности-Обеспечивает надежный захват и удержание медицинских инструментов.Требования к упаковке-Для защиты от контаминации изделий, защита изделия от влаги и озона.Цвет внешнего слоя-Позволяет увидеть любые повреждения перчатки, полученные порезом, проколом, а также для однозначной идентификации изделия при поставке.			
Характеристики	Единица измерения	Адрес	Срок
Требования к стерильности изделия: Нестерильный. Область применения: Для создания защитного барьера пациента и персонала во время обследования и лечения пациента или для других санитарных целей. Длина перчатки от кончика среднего пальца до края манжеты: $\geq 230 \leq 400$ ММ. Количество перчаток в упаковке: $\geq 50 \leq 100$ ПАР. Материал: Нитрильный латекс (нитрил). Минимальный остаточный срок годности на дату поставки: Больше или равно 12 МЕС. Одинарная толщина среднего пальца перчатки текстурированной: Больше или равно 0.11 ММ. Размер: XS. Требования к упаковке: Одноразовый блок с окошком. Конструктивные особенности: Без опудривания; Манжета с валиком. Тип поверхности: Текстурированная по всей рабочей	Пара (2 шт.)	г. Москва, пер. Добрынинский 4-й, д. 1/9, стр. 1А	с даты заключения контракта по 14.07.2027

поверхности. Цвет внешнего слоя: Фиолетовый; Голубой; Синий.			
2. Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, нестерильные			
Обоснование дополнительных характеристик Количество перчаток в упаковке-На основании потребности учреждения.Минимальный остаточный срок годности на дату поставки-На основании потребности учреждения.Материал-Обеспечивает химическую стойкость и отсутствие аллергических реакций на протеины натурального латекса, аллергия тип1. Конструктивные особенности-Для предотвращения скатывания перчатки во время манипуляций, обеспечения надежной фиксации манжеты на предплечье.Длина перчатки от кончика среднего пальца до края манжеты-Для обеспечения повышенной защиты от попадания биологической или иной жидкости.Одинарная толщина среднего пальца перчатки-Для обеспечения прочности в условиях повышенного риска инфицирования. Тип поверхности-Обеспечивает надежный захват и удержание медицинских инструментов.Требования к упаковке-Для защиты от контаминации изделий, защита изделия от влаги и озона.Цвет внешнего слоя-Позволяет увидеть любые повреждения перчатки, полученные порезом, проколом, а также для однозначной идентификации изделия при поставке.			
Характеристики	Единица измерения	Адрес	Срок
Требования к стерильности изделия: Нестерильный. Область применения: Для создания защитного барьера пациента и персонала во время обследования и лечения пациента или для других санитарных целей. Длина перчатки от кончика среднего пальца до края манжеты: $\geq 230 \leq 400$ ММ. Количество перчаток в упаковке: $\geq 50 \leq 100$ ПАР. Минимальный остаточный срок годности на дату поставки: Больше или равно 12 МЕС. Одинарная толщина среднего пальца перчатки текстурированной: Больше или равно 0.11 ММ. Размер: S. Требования к упаковке: Одноразовый блок с окошком. Конструктивные особенности: Без опудривания; Манжета с валиком. Тип поверхности: Текстурированная по всей рабочей поверхности. Цвет внешнего слоя: Фиолетовый; Голубой; Синий.	Пара (2 шт.)	г. Москва, пер. Добрынинский 4-й, д. 1/9, стр. 1А	с даты заключения контракта по 14.07.2027

3. Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, нестерильные

Обоснование дополнительных характеристик Количество перчаток в упаковке-На основании потребности учреждения. Минимальный остаточный срок годности на дату поставки-На основании потребности учреждения. Материал-Обеспечивает химическую стойкость и отсутствие аллергических реакций на протеины натурального латекса, аллергия тип I. Конструктивные особенности-Для предотвращения скатывания перчатки во время манипуляций, обеспечения надежной фиксации манжеты на предплечье. Длина перчатки от кончика среднего пальца до края манжеты-Для обеспечения повышенной защиты от попадания биологической или иной жидкости. Одинарная толщина среднего пальца перчатки-Для обеспечения прочности в условиях повышенного риска инфицирования. Тип поверхности-Обеспечивает надежный захват и удержание медицинских инструментов. Требования к упаковке-Для защиты от контаминации изделий, защита изделия от влаги и озона. Цвет внешнего слоя-Позволяет увидеть любые повреждения перчатки, полученные порезом, проколом, а также для однозначной идентификации изделия при поставке.

Характеристики	Единица измерения	Адрес	Срок
Требования к стерильности изделия: Нестерильный. Область применения: Для создания защитного барьера пациента и персонала во время обследования и лечения пациента или для других санитарных целей. Длина перчатки от кончика среднего пальца до края манжеты: $\geq 230 \leq 400$ ММ. Количество перчаток в упаковке: $\geq 50 \leq 100$ ПАР. Материал: Нитрильный латекс (нитрил). Минимальный остаточный срок годности на дату поставки: Больше или равно 12 МЕС. Одинарная толщина среднего пальца перчатки текстурированной: Больше или равно 0.11 ММ. Размер: М. Требования к упаковке: Одноразовый блок с окошком. Конструктивные особенности: Без опудривания; Манжета с валиком. Тип поверхности: Текстурированная по всей рабочей поверхности. Цвет внешнего слоя: Фиолетовый; Голубой; Синий.	Пара (2 шт.)	г. Москва, пер. Добрынинский 4-й, д. 1/9, стр. 1А	с даты заключения контракта по 14.07.2027

4. Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, нестерильные

Обоснование дополнительных характеристик Количество перчаток в упаковке-На основании потребности учреждения. Минимальный остаточный срок годности на дату поставки-На основании потребности учреждения. Материал-Обеспечивает химическую стойкость и отсутствие аллергических реакций на протеины натурального латекса, аллергия тип 1. Конструктивные особенности-Для предотвращения скатывания перчатки во время манипуляций, обеспечения надежной фиксации манжеты на предплечье. Длина перчатки от кончика среднего пальца до края манжеты-Для обеспечения повышенной защиты от попадания биологической или иной жидкости. Одинарная толщина среднего пальца перчатки-Для обеспечения прочности в условиях повышенного риска инфицирования. Тип поверхности-Обеспечивает надежный захват и удержание медицинских инструментов. Требования к упаковке-Для защиты от контаминации изделий, защита изделия от влаги и озона. Цвет внешнего слоя-Позволяет увидеть любые повреждения перчатки, полученные порезом, проколом, а также для однозначной идентификации изделия при поставке.

Характеристики	Единица измерения	Адрес	Срок
Требования к стерильности изделия: Нестерильный. Область применения: Для создания защитного барьера пациента и персонала во время обследования и лечения пациента или для других санитарных целей. Длина перчатки от кончика среднего пальца до края манжеты: $\geq 230 \leq 400$ ММ. Количество перчаток в упаковке: $\geq 50 \leq 100$ ПАР. Материал: Нитрильный латекс (нитрил). Минимальный остаточный срок годности на дату поставки: Больше или равно 12 МЕС. Одинарная толщина среднего пальца перчатки текстурированной: Больше или равно 0.11 ММ. Размер: L. Требования к упаковке: Одноразовый блок с окошком. Конструктивные особенности: Без опудривания; Манжета с валиком. Тип поверхности: Текстурированная по всей рабочей поверхности. Цвет внешнего слоя: Фиолетовый; Голубой; Синий.	Пара (2 шт.)	г. Москва, пер. Добрынинский 4-й, д. 1/9, стр. 1А	с даты заключения контракта по 14.07.2027

5. Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, нестерильные

Обоснование дополнительных характеристик Количество перчаток в упаковке-На основании потребности учреждения. Минимальный остаточный

срок годности на дату поставки-На основании потребности учреждения.Материал-Обеспечивает химическую стойкость и отсутствие аллергических реакций на протеины натурального латекса, аллергия тип1. Конструктивные особенности-Для предотвращения скатывания перчатки во время манипуляций, обеспечения надежной фиксации манжеты на предплечье.Длина перчатки от кончика среднего пальца до края манжеты-Для обеспечения повышенной защиты от попадания биологической или иной жидкости.Одинарная толщина среднего пальца перчатки-Для обеспечения прочности в условиях повышенного риска инфицирования. Тип поверхности-Обеспечивает надежный захват и удержание медицинских инструментов.Требования к упаковке-Для защиты от контаминации изделий, защита изделия от влаги и озона.Цвет внешнего слоя-Позволяет увидеть любые повреждения перчатки, полученные порезом, проколом, а также для однозначной идентификации изделия при поставке.

Характеристики	Единица измерения	Адрес	Срок
Требования к стерильности изделия: Нестерильный. Область применения: Для создания защитного барьера пациента и персонала во время обследования и лечения пациента или для других санитарных целей. Длина перчатки от кончика среднего пальца до края манжеты: $\geq 230 \leq 400$ ММ. Количество перчаток в упаковке: $\geq 50 \leq 100$ ПАР. Материал: Нитрильный латекс (нитрил). Минимальный остаточный срок годности на дату поставки: Больше или равно 12 МЕС. Одинарная толщина среднего пальца перчатки текстурированной: Больше или равно 0.11 ММ. Размер: XL. Требования к упаковке: Одноразовый блок с окошком. Конструктивные особенности: Без опудривания; Манжета с валиком. Тип поверхности: Текстурированная по всей рабочей поверхности. Цвет внешнего слоя: Фиолетовый; Голубой; Синий.	Пара (2 шт.)	г. Москва, пер. Добрынинский 4-й, д. 1/9, стр. 1А	с даты заключения контракта по 14.07.2027

6. Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, нестерильные

Обоснование дополнительных характеристикКоличество перчаток в упаковке-На основании потребности учреждения.Минимальный остаточный срок годности на дату поставки-На основании потребности учреждения.Одинарная толщина среднего пальца перчатки-Для обеспечения прочности

в условиях повышенного риска инфицирования. Обработка внутренней поверхности изделия- Для облегчения снятия перчаток, нейтрализации слипания стенок изделий в процессе хранения, для профилактики контактного дерматита и аллергических реакций при продолжительных манипуляциях. Материал-Обеспечивает химическую стойкость и отсутствие аллергических реакций на протеины натурального латекса, аллергия тип 1.Конструктивные особенности-Для препятствования скатывания перчатки во время манипуляций, обеспечения надежной фиксации манжеты на предплечье,для снижения проницаемости перчатки в агрессивных химических средах и при частой обработки перчаток антисептиками.Длина перчатки от кончика среднего пальца до края манжеты-Для обеспечения повышенной защиты от попадания биологической или иной жидкости.Тип поверхности-Обеспечивает надежный захват и удержание медицинских инструментов.Требования к упаковке-Для защиты от контаминации изделий, защита изделия от влаги и озона. Цвет внешнего слоя -позволяет увидеть любые повреждения перчатки, полученные порезом, проколом, а также для однозначной идентификации изделия при поставке

Характеристики	Единица измерения	Адрес	Срок
Требования к стерильности изделия: Нестерильный. Область применения: Для создания защитного барьера пациента и персонала во время обследования и лечения пациента или для других санитарных целей. Длина перчатки от кончика среднего пальца до края манжеты: $\geq 230 \leq 260$ ММ. Количество перчаток в упаковке: $\geq 50 \leq 100$ ПАР. Материал: Нитрильный латекс (нитрил). Минимальный остаточный срок годности на дату поставки: Больше или равно 12 МЕС. Одинарная толщина среднего пальца перчатки текстурированной: $\geq 0.11 \leq 0.14$ ММ. Размер: XS. Требования к упаковке: Одноразовый блок с окошком. Конструктивные особенности: Без опудривания; Двухслойные; Манжета с валиком. Обработка внутренней поверхности изделия: Полимерное покрытие. Тип поверхности: Текстурированная по всей рабочей поверхности; Текстурированная на пальцах. Цвет внешнего слоя: Фиолетовый; Голубой; Синий.	Пара (2 шт.)	г. Москва, пер. Добрынинский 4-й, д. 1/9, стр. 1А	с даты заключения контракта по 14.07.2027

7. Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, нестерильные

Обоснование дополнительных характеристик Количество перчаток в упаковке-На основании потребности учреждения. Минимальный остаточный срок годности на дату поставки-На основании потребности учреждения. Одинарная толщина среднего пальца перчатки-Для обеспечения прочности в условиях повышенного риска инфицирования. Обработка внутренней поверхности изделия- Для облегчения снятия перчаток, нейтрализации слипания стенок изделий в процессе хранения, для профилактики контактного дерматита и аллергических реакций при продолжительных манипуляциях. Материал-Обеспечивает химическую стойкость и отсутствие аллергических реакций на протеины натурального латекса, аллергия тип 1. Конструктивные особенности-Для препятствования скатывания перчатки во время манипуляций, обеспечения надежной фиксации манжеты на предплечье, для снижения проницаемости перчатки в агрессивных химических средах и при частой обработки перчаток антисептиками. Длина перчатки от кончика среднего пальца до края манжеты-Для обеспечения повышенной защиты от попадания биологической или иной жидкости. Тип поверхности-Обеспечивает надежный захват и удержание медицинских инструментов. Требования к упаковке-Для защиты от контаминации изделий, защита изделия от влаги и озона. Цвет внешнего слоя -позволяет увидеть любые повреждения перчатки, полученные порезом, проколом, а также для однозначной идентификации изделия при поставке

Характеристики	Единица измерения	Адрес	Срок
Требования к стерильности изделия: Нестерильный. Область применения: Для создания защитного барьера пациента и персонала во время обследования и лечения пациента или для других санитарных целей. Длина перчатки от кончика среднего пальца до края манжеты: $\geq 230 \leq 260$ ММ. Количество перчаток в упаковке: $\geq 50 \leq 100$ ПАР. Материал: Нитрильный латекс (нитрил). Минимальный остаточный срок годности на дату поставки: Больше или равно 12 МЕС. Одинарная толщина среднего пальца перчатки текстурированной: $\geq 0.11 \leq 0.14$ ММ. Размер: S. Требования к упаковке: Одноразовый блок с окошком. Конструктивные особенности: Без опудривания; Двухслойные; Манжета с валиком. Обработка внутренней поверхности изделия: Полимерное покрытие.	Пара (2 шт.)	г. Москва, пер. Добрынинский 4-й, д. 1/9, стр. 1А	с даты заключения контракта по 14.07.2027

Тип поверхности: Текстурированная по всей рабочей поверхности; Текстурированная на пальцах. Цвет внешнего слоя: Фиолетовый; Голубой; Синий.			
8. Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, нестерильные			
Обоснование дополнительных характеристикКоличество перчаток в упаковке-На основании потребности учреждения.Минимальный остаточный срок годности на дату поставки-На основании потребности учреждения.Одинарная толщина среднего пальца перчатки-Для обеспечения прочности в условиях повышенного риска инфицирования. Обработка внутренней поверхности изделия- Для облегчения снятия перчаток, нейтрализации слипания стенок изделий в процессе хранения, для профилактики контактного дерматита и аллергических реакций при продолжительных манипуляциях. Материал-Обеспечивает химическую стойкость и отсутствие аллергических реакций на протеины натурального латекса, аллергия тип 1.Конструктивные особенности-Для предотвращения скатывания перчатки во время манипуляций, обеспечения надежной фиксации манжеты на предплечье,для снижения проницаемости перчатки в агрессивных химических средах и при частой обработки перчаток антисептиками.Длина перчатки от кончика среднего пальца до края манжеты-Для обеспечения повышенной защиты от попадания биологической или иной жидкости.Тип поверхности-Обеспечивает надежный захват и удержание медицинских инструментов.Требования к упаковке-Для защиты от контаминации изделий, защита изделия от влаги и озона. Цвет внешнего слоя -позволяет увидеть любые повреждения перчатки, полученные порезом, проколом, а также для однозначной идентификации изделия при поставке			
Характеристики	Единица измерения	Адрес	Срок
Требования к стерильности изделия: Нестерильный. Область применения: Для создания защитного барьера пациента и персонала во время обследования и лечения пациента или для других санитарных целей. Длина перчатки от кончика среднего пальца до края манжеты: $\geq 230 \leq 260$ ММ. Количество перчаток в упаковке: $\geq 50 \leq 100$ ПАР. Материал: Нитрильный латекс (нитрил). Минимальный остаточный срок годности на дату поставки: Больше или равно 12 МЕС. Одинарная толщина среднего пальца перчатки текстурированной: $\geq 0.11 \leq 0.14$ ММ. Размер: М. Требования к упаковке: Одноразовый блок с окошком.	Пара (2 шт.)	г. Москва, пер. Добрынинский 4-й, д. 1/9, стр. 1А	с даты заключения контракта по 14.07.2027

Конструктивные особенности: Без опудривания; Двухслойные; Манжета с валиком. Обработка внутренней поверхности изделия: Полимерное покрытие. Тип поверхности: Текстурированная по всей рабочей поверхности; Текстурированная на пальцах. Цвет внешнего слоя: Фиолетовый; Голубой; Синий.			
9. Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, нестерильные			
Обоснование дополнительных характеристикКоличество перчаток в упаковке-На основании потребности учреждения.Минимальный остаточный срок годности на дату поставки-На основании потребности учреждения.Одинарная толщина среднего пальца перчатки-Для обеспечения прочности в условиях повышенного риска инфицирования. Обработка внутренней поверхности изделия- Для облегчения снятия перчаток, нейтрализации слипания стенок изделий в процессе хранения, для профилактики контактного дерматита и аллергических реакций при продолжительных манипуляциях. Материал-Обеспечивает химическую стойкость и отсутствие аллергических реакций на протеины натурального латекса, аллергия тип 1.Конструктивные особенности-Для предотвращения скатывания перчатки во время манипуляций, обеспечения надежной фиксации манжеты на предплечье,для снижения проницаемости перчатки в агрессивных химических средах и при частой обработки перчаток антисептиками.Длина перчатки от кончика среднего пальца до края манжеты-Для обеспечения повышенной защиты от попадания биологической или иной жидкости.Тип поверхности-Обеспечивает надежный захват и удержание медицинских инструментов.Требования к упаковке-Для защиты от контаминации изделий, защита изделия от влаги и озона. Цвет внешнего слоя -позволяет увидеть любые повреждения перчатки, полученные порезом, проколом, а также для однозначной идентификации изделия при поставке			
Характеристики	Единица измерения	Адрес	Срок
Требования к стерильности изделия: Нестерильный. Область применения: Для создания защитного барьера пациента и персонала во время обследования и лечения пациента или для других санитарных целей. Длина перчатки от кончика среднего пальца до края манжеты: $\geq 230 \leq 260$ ММ. Количество перчаток в упаковке: $\geq 50 \leq 100$ ПАР. Материал: Нитрильный латекс (нитрил). Минимальный остаточный срок годности на дату поставки: Больше или равно 12 МЕС.	Пара (2 шт.)	г. Москва, пер. Добрынинский 4-й, д. 1/9, стр. 1А	с даты заключения контракта по 14.07.2027

Одинарная толщина среднего пальца перчатки текстурированной: $\geq 0.11 \leq 0.14$ ММ. Размер: L. Требования к упаковке: Одноразовый блок с окошком. Конструктивные особенности: Без опудривания; Манжета с валиком; Двухслойные. Обработка внутренней поверхности изделия: Полимерное покрытие. Тип поверхности: Текстурированная по всей рабочей поверхности; Текстурированная на пальцах. Цвет внешнего слоя: Фиолетовый; Голубой; Синий.			
--	--	--	--

10. Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, нестерильные

Обоснование дополнительных характеристик Количество перчаток в упаковке-На основании потребности учреждения. Минимальный остаточный срок годности на дату поставки-На основании потребности учреждения. Одинарная толщина среднего пальца перчатки-Для обеспечения прочности в условиях повышенного риска инфицирования. Обработка внутренней поверхности изделия- Для облегчения снятия перчаток, нейтрализации слипания стенок изделий в процессе хранения, для профилактики контактного дерматита и аллергических реакций при продолжительных манипуляциях. Материал-Обеспечивает химическую стойкость и отсутствие аллергических реакций на протеины натурального латекса, аллергия тип 1. Конструктивные особенности-Для препятствования скатывания перчатки во время манипуляций, обеспечения надежной фиксации манжеты на предплечье, для снижения проницаемости перчатки в агрессивных химических средах и при частой обработки перчаток антисептиками. Длина перчатки от кончика среднего пальца до края манжеты-Для обеспечения повышенной защиты от попадания биологической или иной жидкости. Тип поверхности-Обеспечивает надежный захват и удержание медицинских инструментов. Требования к упаковке-Для защиты от контаминации изделий, защита изделия от влаги и озона. Цвет внешнего слоя -позволяет увидеть любые повреждения перчатки, полученные порезом, проколом, а также для однозначной идентификации изделия при поставке

Характеристики	Единица измерения	Адрес	Срок
Требования к стерильности изделия: Нестерильный. Область применения: Для создания защитного барьера пациента и персонала во время обследования и лечения пациента или для других санитарных целей. Длина перчатки от кончика среднего пальца до края манжеты: $\geq 230 \leq 260$ ММ.	Пара (2 шт.)	г. Москва, пер. Добрынинский 4-й, д. 1/9, стр. 1А	с даты заключения контракта по 14.07.2027

Количество перчаток в упаковке: $\geq 50 \leq 100$ ПАР. Материал: Нитрильный латекс (нитрил). Минимальный остаточный срок годности на дату поставки: Больше или равно 12 МЕС. Одинарная толщина среднего пальца перчатки текстурированной: $\geq 0.11 \leq 0.14$ ММ. Размер: XL. Требования к упаковке: Одноразовый блок с окошком. Конструктивные особенности: Без опудривания; Манжета с валиком; Двухслойные. Обработка внутренней поверхности изделия: Полимерное покрытие. Тип поверхности: Текстурированная по всей рабочей поверхности; Текстурированная на пальцах. Цвет внешнего слоя: Фиолетовый; Голубой; Синий.			
---	--	--	--

11. Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, нестерильные

Обоснование дополнительных характеристик Количество перчаток в упаковке- Для удобства использования в кабинетах с большим расходом перчаток. Минимальный остаточный срок годности на дату поставки- На основании потребности учреждения. Одинарная толщина среднего пальца перчатки- Для обеспечения прочности в условиях повышенного риска инфицирования. Материал- Обеспечивает химическую стойкость и отсутствие аллергических реакций на протеины натурального латекса, аллергия тип 1. Конструктивные особенности- Для предотвращения скатывания перчатки во время манипуляций, обеспечения надежной фиксации манжеты на предплечье, для снижения проницаемости перчатки в агрессивных химических средах и при частой обработки перчаток антисептиками. Длина перчатки от кончика среднего пальца до края манжеты- Для обеспечения повышенной защиты от попадания биологической или иной жидкости. Тип поверхности- Обеспечивает надежный захват и удержание медицинских инструментов. Требования к упаковке- Для защиты от контаминации изделий, защита изделия от влаги и озона. Цвет внешнего слоя - позволяет увидеть любые повреждения перчатки, полученные порезом, проколом, а также для однозначной идентификации изделия при поставке

Характеристики	Единица измерения	Адрес	Срок
Требования к стерильности изделия: Нестерильный. Область применения: Для создания защитного барьера пациента и персонала во время обследования и лечения	Пара (2 шт.)	г. Москва, пер. Добрынинский 4-й, д. 1/9, стр. 1А	с даты заключения контракта по 14.07.2027

пациента или для других санитарных целей. Длина перчатки от кончика среднего пальца до края манжеты: $\geq 240 \leq 400$ ММ. Количество перчаток в упаковке: $\geq 100 \leq 200$ ПАР. Материал: Нитрильный латекс (нитрил). Минимальный остаточный срок годности на дату поставки: Больше или равно 12 МЕС. Одинарная толщина среднего пальца перчатки текстурированной: Больше или равно 0.11 ММ. Размер: XS. Требования к упаковке: Одноразовый блок с окошком. Конструктивные особенности: Без опудривания; Манжета с валиком. Тип поверхности: Текстурированная на пальцах. Цвет внешнего слоя: Фиолетовый; Голубой; Синий.			
--	--	--	--

12. Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, нестерильные

Обоснование дополнительных характеристик Количество перчаток в упаковке- Для удобства использования в кабинетах с большим расходом перчаток. Минимальный остаточный срок годности на дату поставки- На основании потребности учреждения. Одинарная толщина среднего пальца перчатки- Для обеспечения прочности в условиях повышенного риска инфицирования. Материал- Обеспечивает химическую стойкость и отсутствие аллергических реакций на протеины натурального латекса, аллергия тип 1. Конструктивные особенности- Для предотвращения скатывания перчатки во время манипуляций, обеспечения надежной фиксации манжеты на предплечье, для снижения проницаемости перчатки в агрессивных химических средах и при частой обработки перчаток антисептиками. Длина перчатки от кончика среднего пальца до края манжеты- Для обеспечения повышенной защиты от попадания биологической или иной жидкости. Тип поверхности- Обеспечивает надежный захват и удержание медицинских инструментов. Требования к упаковке- Для защиты от контаминации изделий, защита изделия от влаги и озона. Цвет внешнего слоя - позволяет увидеть любые повреждения перчатки, полученные порезом, проколом, а также для однозначной идентификации изделия при поставке

Характеристики	Единица измерения	Адрес	Срок
Требования к стерильности изделия: Нестерильный. Область применения: Для создания защитного барьера пациента и персонала во время обследования и лечения	Пара (2 шт.)	г. Москва, пер. Добрынинский 4-й, д. 1/9, стр. 1А	с даты заключения контракта по 14.07.2027

пациента или для других санитарных целей. Длина перчатки от кончика среднего пальца до края манжеты: $\geq 240 \leq 400$ ММ. Количество перчаток в упаковке: $\geq 100 \leq 200$ ПАР. Материал: Нитрильный латекс (нитрил). Минимальный остаточный срок годности на дату поставки: Больше или равно 12 МЕС. Одинарная толщина среднего пальца перчатки текстурированной: Больше или равно 0.11 ММ. Размер: S. Требования к упаковке: Одноразовый блок с окошком. Конструктивные особенности: Без опудривания; Манжета с валиком. Тип поверхности: Текстурированная на пальцах. Цвет внешнего слоя: Фиолетовый; Голубой; Синий.			
---	--	--	--

13. Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, нестерильные

Обоснование дополнительных характеристик Количество перчаток в упаковке- Для удобства использования в кабинетах с большим расходом перчаток. Минимальный остаточный срок годности на дату поставки- На основании потребности учреждения. Одинарная толщина среднего пальца перчатки- Для обеспечения прочности в условиях повышенного риска инфицирования. Материал- Обеспечивает химическую стойкость и отсутствие аллергических реакций на протеины натурального латекса, аллергия тип 1. Конструктивные особенности- Для предотвращения скатывания перчатки во время манипуляций, обеспечения надежной фиксации манжеты на предплечье, для снижения проницаемости перчатки в агрессивных химических средах и при частой обработки перчаток антисептиками. Длина перчатки от кончика среднего пальца до края манжеты- Для обеспечения повышенной защиты от попадания биологической или иной жидкости. Тип поверхности- Обеспечивает надежный захват и удержание медицинских инструментов. Требования к упаковке- Для защиты от контаминации изделий, защита изделия от влаги и озона. Цвет внешнего слоя - позволяет увидеть любые повреждения перчатки, полученные порезом, проколом, а также для однозначной идентификации изделия при поставке

Характеристики	Единица измерения	Адрес	Срок
Требования к стерильности изделия: Нестерильный. Область применения: Для создания защитного барьера пациента и персонала во время обследования и лечения	Пара (2 шт.)	г. Москва, пер. Добрынинский 4-й, д. 1/9, стр. 1А	с даты заключения контракта по 14.07.2027

пациента или для других санитарных целей. Длина перчатки от кончика среднего пальца до края манжеты: $\geq 200 \leq 400$ ММ. Количество перчаток в упаковке: $\geq 100 \leq 200$ ПАР. Материал: Нитрильный латекс (нитрил). Минимальный остаточный срок годности на дату поставки: Больше или равно 12 МЕС. Одинарная толщина среднего пальца перчатки текстурированной: Больше или равно 0.11 ММ. Размер: М. Требования к упаковке: Одноразовый блок с окошком. Конструктивные особенности: Без опудривания; Манжета с валиком. Тип поверхности: Текстурированная на пальцах. Цвет внешнего слоя: Фиолетовый; Голубой; Синий.			
---	--	--	--

14. Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, нестерильные

Обоснование дополнительных характеристик Количество перчаток в упаковке- Для удобства использования в кабинетах с большим расходом перчаток. Минимальный остаточный срок годности на дату поставки- На основании потребности учреждения. Одинарная толщина среднего пальца перчатки- Для обеспечения прочности в условиях повышенного риска инфицирования. Материал- Обеспечивает химическую стойкость и отсутствие аллергических реакций на протеины натурального латекса, аллергия тип 1. Конструктивные особенности- Для предотвращения скатывания перчатки во время манипуляций, обеспечения надежной фиксации манжеты на предплечье, для снижения проницаемости перчатки в агрессивных химических средах и при частой обработки перчаток антисептиками. Длина перчатки от кончика среднего пальца до края манжеты- Для обеспечения повышенной защиты от попадания биологической или иной жидкости. Тип поверхности- Обеспечивает надежный захват и удержание медицинских инструментов. Требования к упаковке- Для защиты от контаминации изделий, защита изделия от влаги и озона. Цвет внешнего слоя - позволяет увидеть любые повреждения перчатки, полученные порезом, проколом, а также для однозначной идентификации изделия при поставке

Характеристики	Единица измерения	Адрес	Срок
Требования к стерильности изделия: Нестерильный. Область применения: Для создания защитного барьера пациента и персонала во время обследования и лечения	Пара (2 шт.)	г. Москва, пер. Добрынинский 4-й, д. 1/9, стр. 1А	с даты заключения контракта по 14.07.2027

пациента или для других санитарных целей. Длина перчатки от кончика среднего пальца до края манжеты: $\geq 200 \leq 400$ ММ. Количество перчаток в упаковке: $\geq 100 \leq 200$ ПАР. Материал: Нитрильный латекс (нитрил). Минимальный остаточный срок годности на дату поставки: Больше или равно 12 МЕС. Одинарная толщина среднего пальца перчатки текстурированной: Больше или равно 0.11 ММ. Размер: L. Требования к упаковке: Одноразовый блок с окошком. Конструктивные особенности: Без опудривания; Манжета с валиком. Тип поверхности: Текстурированная на пальцах. Цвет внешнего слоя: Фиолетовый; Голубой; Синий.			
---	--	--	--

15. Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, нестерильные

Обоснование дополнительных характеристик Количество перчаток в упаковке- Для удобства использования в кабинетах с большим расходом перчаток. Минимальный остаточный срок годности на дату поставки- На основании потребности учреждения. Одинарная толщина среднего пальца перчатки- Для обеспечения прочности в условиях повышенного риска инфицирования. Материал- Обеспечивает химическую стойкость и отсутствие аллергических реакций на протеины натурального латекса, аллергия тип 1. Конструктивные особенности- Для предотвращения скатывания перчатки во время манипуляций, обеспечения надежной фиксации манжеты на предплечье, для снижения проницаемости перчатки в агрессивных химических средах и при частой обработки перчаток антисептиками. Длина перчатки от кончика среднего пальца до края манжеты- Для обеспечения повышенной защиты от попадания биологической или иной жидкости. Тип поверхности- Обеспечивает надежный захват и удержание медицинских инструментов. Требования к упаковке- Для защиты от контаминации изделий, защита изделия от влаги и озона. Цвет внешнего слоя - позволяет увидеть любые повреждения перчатки, полученные порезом, проколом, а также для однозначной идентификации изделия при поставке

Характеристики	Единица измерения	Адрес	Срок
Требования к стерильности изделия: Нестерильный. Область применения: Для создания защитного барьера пациента и персонала во время обследования и лечения	Пара (2 шт.)	г. Москва, пер. Добрынинский 4-й, д. 1/9, стр. 1А	с даты заключения контракта по 14.07.2027

пациента или для других санитарных целей. Длина перчатки от кончика среднего пальца до края манжеты: $\geq 200 \leq 400$ ММ. Количество перчаток в упаковке: $\geq 100 \leq 200$ ПАР. Материал: Нитрильный латекс (нитрил). Минимальный остаточный срок годности на дату поставки: Больше или равно 12 МЕС. Одинарная толщина среднего пальца перчатки текстурированной: Больше или равно 0.11 ММ. Размер: XL. Требования к упаковке: Одноразовый блок с окошком. Конструктивные особенности: Без опудривания; Манжета с валиком. Тип поверхности: Текстурированная на пальцах. Цвет внешнего слоя: Фиолетовый; Голубой; Синий.			
--	--	--	--

16. Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, нестерильные

Обоснование дополнительных характеристик Количество перчаток в упаковке-На основании потребности учреждения. Минимальный остаточный срок годности на дату поставки-На основании потребности учреждения. Одинарная толщина среднего пальца перчатки-Для обеспечения прочности в условиях повышенного риска инфицирования. Материал-Обеспечивает химическую стойкость и отсутствие аллергических реакций на протеины натурального латекса, аллергия тип 1. Конструктивные особенности- Для предотвращения скатывания перчатки во время манипуляций, обеспечения надежной фиксации манжеты на предплечье. Для профилактики утомляемости и снижения нагрузки на пальцы и кисть при продолжительных манипуляциях и манипуляциях, требующих точности движений. Цвет внешнего слоя- Для объективной оценки следов биологических жидкостей, попадающих на перчатки во время лечебно-диагностических процедур и манипуляций. Длина перчатки от кончика среднего пальца до края манжеты-Для обеспечения повышенной защиты от попадания биологической или иной жидкости. Тип поверхности- Обеспечивает надежный захват и удержание медицинских инструментов. Требования к упаковке-Для защиты от контаминации изделий, защита изделия от влаги и озона.

Характеристики	Единица измерения	Адрес	Срок
Требования к стерильности изделия: Нестерильный. Область применения: Для создания защитного барьера пациента и персонала во время обследования и лечения	Пара (2 шт.)	г. Москва, пер. Добрынинский 4-й, д. 1/9, стр. 1А	с даты заключения контракта по 14.07.2027

пациента или для других санитарных целей. Длина перчатки от кончика среднего пальца до края манжеты: $\geq 240 \leq 400$ ММ. Количество перчаток в упаковке: $\geq 50 \leq 100$ ПАР. Материал: Нитрильный латекс (нитрил). Минимальный остаточный срок годности на дату поставки: Больше или равно 12 МЕС. Одинарная толщина среднего пальца перчатки текстурированной: Больше или равно 0.11 ММ. Размер: XS. Требования к упаковке: Одноразовый блок с окошком. Конструктивные особенности: Без опудривания; Манжета с валиком; Универсальная форма с повторяющимися кольцевыми анатомическими расширениями в области суставов пальцев. Тип поверхности: Текстурированная по всей рабочей поверхности. Цвет внешнего слоя: Белый; Телесный.			
17. Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, нестерильные			
Обоснование дополнительных характеристикКоличество перчаток в упаковке-На основании потребности учреждения.Минимальный остаточный срок годности на дату поставки-На основании потребности учреждения.Одинарная толщина среднего пальца перчатки-Для обеспечения прочности в условиях повышенного риска инфицирования. Материал-Обеспечивает химическую стойкость и отсутствие аллергических реакций на протеины натурального латекса, аллергия тип 1.Конструктивные особенности- Для предотвращения скатывания перчатки во время манипуляций, обеспечения надежной фиксации манжеты на предплечье. Для профилактики утомляемости и снижения нагрузки на пальцы и кисть при продолжительных манипуляциях и манипуляциях, требующих точности движений.Цвет внешнего слоя- Для объективной оценки следов биологических жидкостей, попадающих на перчатки во время лечебно-диагностических процедур и манипуляций.Длина перчатки от кончика среднего пальца до края манжеты-Для обеспечения повышенной защиты от попадания биологической или иной жидкости.Тип поверхности- Обеспечивает надежный захват и удержание медицинских инструментов.Требования к упаковке-Для защиты от контаминации изделий, защита изделия от влаги и озона.			
Характеристики	Единица измерения	Адрес	Срок

Требования к стерильности изделия: Нестерильный. Область применения: Для создания защитного барьера пациента и персонала во время обследования и лечения пациента или для других санитарных целей. Длина перчатки от кончика среднего пальца до края манжеты: $\geq 240 \leq 400$ ММ. Количество перчаток в упаковке: $\geq 50 \leq 100$ ПАР. Материал: Нитрильный латекс (нитрил). Минимальный остаточный срок годности на дату поставки: Больше или равно 12 МЕС. Одинарная толщина среднего пальца перчатки текстурированной: Больше или равно 0.11 ММ. Размер: S. Требования к упаковке: Одноразовый блок с окошком. Конструктивные особенности: Без опудривания; Манжета с валиком; Универсальная форма с повторяющимися кольцевыми анатомическими расширениями в области суставов пальцев. Тип поверхности: Текстурированная по всей рабочей поверхности. Цвет внешнего слоя: Белый; Телесный.	Пара (2 шт.)	г. Москва, пер. Добрынинский 4-й, д. 1/9, стр. 1А	с даты заключения контракта по 14.07.2027
18. Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, нестерильные			
Обоснование дополнительных характеристикКоличество перчаток в упаковке-На основании потребности учреждения.Минимальный остаточный срок годности на дату поставки-На основании потребности учреждения.Одинарная толщина среднего пальца перчатки-Для обеспечения прочности в условиях повышенного риска инфицирования. Материал-Обеспечивает химическую стойкость и отсутствие аллергических реакций на протеины натурального латекса, аллергия тип 1.Конструктивные особенности- Для предотвращения скатывания перчатки во время манипуляций, обеспечения надежной фиксации манжеты на предплечье. Для профилактики утомляемости и снижения нагрузки на пальцы и кисть при продолжительных манипуляциях и манипуляциях, требующих точности движений.Цвет внешнего слоя- Для объективной оценки следов биологических жидкостей, попадающих на перчатки во время лечебно-диагностических процедур и манипуляций.Длина перчатки от кончика среднего пальца до края манжеты-Для обеспечения повышенной защиты от попадания биологической или иной жидкости.Тип поверхности-Обеспечивает надежный захват и удержание медицинских инструментов.Требования к упаковке-Для защиты от контаминации изделий, защита			

изделия от влаги и озона. Цвет внешнего слоя -позволяет увидеть любые повреждения перчатки, полученные порезом, проколом, а также для однозначной идентификации изделия при поставке

Характеристики	Единица измерения	Адрес	Срок
Требования к стерильности изделия: Нестерильный. Область применения: Для создания защитного барьера пациента и персонала во время обследования и лечения пациента или для других санитарных целей. Длина перчатки от кончика среднего пальца до края манжеты: $\geq 240 \leq 400$ ММ. Количество перчаток в упаковке: $\geq 50 \leq 100$ ПАР. Материал: Нитрильный латекс (нитрил). Минимальный остаточный срок годности на дату поставки: Больше или равно 12 МЕС. Одинарная толщина среднего пальца перчатки текстурированной: Больше или равно 0.11 ММ. Размер: М. Требования к упаковке: Одноразовый блок с окошком. Конструктивные особенности: Без опудривания; Манжета с валиком; Универсальная форма с повторяющимися кольцевыми анатомическими расширениями в области суставов пальцев. Тип поверхности: Текстурированная по всей рабочей поверхности. Цвет внешнего слоя: Белый; Телесный.	Пара (2 шт.)	г. Москва, пер. Добрынинский 4-й, д. 1/9, стр. 1А	с даты заключения контракта по 14.07.2027

19. Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, нестерильные

Обоснование дополнительных характеристикКоличество перчаток в упаковке-На основании потребности учреждения.Минимальный остаточный срок годности на дату поставки-На основании потребности учреждения.Одинарная толщина среднего пальца перчатки-Для обеспечения прочности в условиях повышенного риска инфицирования. Материал-Обеспечивает химическую стойкость и отсутствие аллергических реакций на протеины натурального латекса, аллергия тип 1.Конструктивные особенности- Для предотвращения скатывания перчатки во время манипуляций, обеспечения надежной фиксации манжеты на предплечье. Для профилактики утомляемости и снижения нагрузки на пальцы и кисть при

продолжительных манипуляциях и манипуляциях, требующих точности движений.Цвет внешнего слоя- Для объективной оценки следов биологических жидкостей, попадающих на перчатки во время лечебно-диагностических процедур и манипуляций.Длина перчатки от кончика среднего пальца до края манжеты-Для обеспечения повышенной защиты от попадания биологической или иной жидкости.Тип поверхности- Обеспечивает надежный захват и удержание медицинских инструментов.Требования к упаковке-Для защиты от контаминации изделий, защита изделия от влаги и озона. Цвет внешнего слоя -позволяет увидеть любые повреждения перчатки, полученные порезом, проколом, а также для однозначной идентификации изделия при поставке

Характеристики	Единица измерения	Адрес	Срок
Требования к стерильности изделия: Нестерильный. Область применения: Для создания защитного барьера пациента и персонала во время обследования и лечения пациента или для других санитарных целей. Длина перчатки от кончика среднего пальца до края манжеты: $\geq 240 \leq 400$ ММ. Количество перчаток в упаковке: $\geq 50 \leq 100$ ПАР. Материал: Нитрильный латекс (нитрил). Минимальный остаточный срок годности на дату поставки: Больше или равно 12 МЕС. Одинарная толщина среднего пальца перчатки текстурированной: Больше или равно 0.11 ММ. Размер: L. Требования к упаковке: Одноразовый блок с окошком. Конструктивные особенности: Без опудривания; Манжета с валиком; Универсальная форма с повторяющимися кольцевыми анатомическими расширениями в области суставов пальцев. Тип поверхности: Текстурированная по всей рабочей поверхности. Цвет внешнего слоя: Белый; Телесный.	Пара (2 шт.)	г. Москва, пер. Добрынинский 4-й, д. 1/9, стр. 1А	с даты заключения контракта по 14.07.2027

20. Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, нестерильные

Обоснование дополнительных характеристикКоличество перчаток в упаковке-На основании потребности учреждения.Минимальный остаточный

срок годности на дату поставки-На основании потребности учреждения.Одинарная толщина среднего пальца перчатки-Для обеспечения прочности в условиях повышенного риска инфицирования. Материал-Обеспечивает химическую стойкость и отсутствие аллергических реакций на протеины натурального латекса, аллергия тип 1.Конструктивные особенности- Для предотвращения скатывания перчатки во время манипуляций, обеспечения надежной фиксации манжеты на предплечье. Для профилактики утомляемости и снижения нагрузки на пальцы и кисть при продолжительных манипуляциях и манипуляциях, требующих точности движений.Цвет внешнего слоя- Для объективной оценки следов биологических жидкостей, попадающих на перчатки во время лечебно-диагностических процедур и манипуляций.Длина перчатки от кончика среднего пальца до края манжеты-Для обеспечения повышенной защиты от попадания биологической или иной жидкости.Тип поверхности- Обеспечивает надежный захват и удержание медицинских инструментов.Требования к упаковке-Для защиты от контаминации изделий, защита изделия от влаги и озона. Цвет внешнего слоя -позволяет увидеть любые повреждения перчатки, полученные порезом, проколом, а также для однозначной идентификации изделия при поставке

Характеристики	Единица измерения	Адрес	Срок
Требования к стерильности изделия: Нестерильный. Область применения: Для создания защитного барьера пациента и персонала во время обследования и лечения пациента или для других санитарных целей. Длина перчатки от кончика среднего пальца до края манжеты: $\geq 240 \leq 400$ ММ. Количество перчаток в упаковке: $\geq 50 \leq 100$ ПАР. Материал: Нитрильный латекс (нитрил). Минимальный остаточный срок годности на дату поставки: Больше или равно 12 МЕС. Одинарная толщина среднего пальца перчатки текстурированной: Больше или равно 0.11 ММ. Размер: XL. Требования к упаковке: Одноразовый блок с окошком. Конструктивные особенности: Без опудривания; Манжета с валиком; Универсальная форма с повторяющимися кольцевыми анатомическими расширениями в области суставов пальцев. Тип поверхности: Текстурированная по всей рабочей поверхности.	Пара (2 шт.)	г. Москва, пер. Добрынинский 4-й, д. 1/9, стр. 1А	с даты заключения контракта по 14.07.2027

Цвет внешнего слоя: Белый; Телесный.			
21. Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, нестерильные			
Обоснование дополнительных характеристикКласс потенциального риска применения медицинского изделия:Применяются при контакте с организмом пациента, при лечении ран, при введении в организм пациента лекарственных средств, при работе с ранеными поверхностями. Количество перчаток в упаковке-На основании потребности учреждения.Минимальный остаточный срок годности на дату поставки-На основании потребности учреждения.Материал-Обеспечивает химическую стойкость и отсутствие аллергических реакций на протеины натурального латекса, аллергия тип1. Конструктивные особенности-Для предотвращения скатывания перчатки во время манипуляций, обеспечения надежной фиксации манжеты на предплечье.Для снижения проницаемости перчатки в агрессивных химических средах и при частой обработки перчаток антисептиками.Длина перчатки от кончика среднего пальца до края манжеты-Для обеспечения повышенной защиты от попадания биологической или иной жидкости.Одинарная толщина среднего пальца перчатки-Для обеспечения прочности в условиях повышенного риска инфицирования. Тип поверхности-Обеспечивает надежный захват и удержание медицинских инструментов.Требования к упаковке-Для защиты от контаминации изделий, защита изделия от влаги и озона.Обработка внутренней поверхности изделия- Для облегчения снятия перчаток, нейтрализации слипание стенок изделий в процессе хранения, для профилактики контактного дерматита и аллергических реакций при продолжительных манипуляциях. Применяются для предотвращения аллергических реакций. Для оказания питательного и заживляющего воздействие на кожный покров, придавая ей упругость. Способствуют заживлению ран, рубцов, разглаживанию морщин, регулируют уровень меланина в коже.Цвет внешнего слоя- Позволяет увидеть любые повреждения перчатки, полученные порезом, проколом, а также для однозначной идентификации изделия при поставке.Количество компонентов внутреннего покрытия-соответствие с профилем учреждения и потребностью.			
Характеристики	Единица измерения	Адрес	Срок
Требования к стерильности изделия: Нестерильный. Область применения: Для создания защитного барьера пациента и персонала во время обследования и лечения пациента или для других санитарных целей. Длина перчатки от кончика среднего пальца до края манжеты: $\geq 240 \leq 245$ ММ. Количество компонентов внутреннего покрытия: Больше или равно 2 ШТ. Количество перчаток в упаковке: $\geq 50 \leq 100$ ПАР. Материал: Нитрильный латекс (нитрил). Минимальный остаточный срок годности на дату поставки: Больше или равно 12 МЕС.	Пара (2 шт.)	г. Москва, пер. Добрынинский 4-й, д. 1/9, стр. 1А	с даты заключения контракта по 14.07.2027

Одинарная толщина среднего пальца перчатки текстурированной: Больше или равно 0.11 ММ. Размер: XS. Требования к упаковке: Одноразовый блок с окошком. Класс потенциального риска: 2А. Конструктивные особенности: Без опудривания; Двухслойные; Манжета с валиком. Обработка внутренней поверхности изделия: Полимерное покрытие; Протеины шелка. Тип поверхности: Текстурированная по всей рабочей поверхности. Цвет внешнего слоя: Фиолетовый; Голубой; Синий.			
--	--	--	--

22. Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, нестерильные

Обоснование дополнительных характеристик Класс потенциального риска применения медицинского изделия: Применяются при контакте с организмом пациента, при лечении ран, при введении в организм пациента лекарственных средств, при работе с ранеными поверхностями. Количество перчаток в упаковке- На основании потребности учреждения. Минимальный остаточный срок годности на дату поставки- На основании потребности учреждения. Материал- Обеспечивает химическую стойкость и отсутствие аллергических реакций на протеины натурального латекса, аллергия тип 1. Конструктивные особенности- Для предотвращения скатывания перчатки во время манипуляций, обеспечения надежной фиксации манжеты на предплечье. Для снижения проницаемости перчатки в агрессивных химических средах и при частой обработки перчаток антисептиками. Длина перчатки от кончика среднего пальца до края манжеты- Для обеспечения повышенной защиты от попадания биологической или иной жидкости. Одинарная толщина среднего пальца перчатки- Для обеспечения прочности в условиях повышенного риска инфицирования. Тип поверхности- Обеспечивает надежный захват и удержание медицинских инструментов. Требования к упаковке- Для защиты от контаминации изделий, защита изделия от влаги и озона. Обработка внутренней поверхности изделия- Для облегчения снятия перчаток, нейтрализации слипания стенок изделий в процессе хранения, для профилактики контактного дерматита и аллергических реакций при продолжительных манипуляциях. Применяются для предотвращения аллергических реакций. Для оказания питательного и заживляющего воздействие на кожный покров, придавая ей упругость. Способствуют заживлению ран, рубцов, разглаживанию морщин, регулируют уровень меланина в коже. Цвет внешнего слоя- Позволяет увидеть любые повреждения перчатки, полученные порезом, проколом, а также для однозначной идентификации изделия при поставке. Количество компонентов внутреннего покрытия- соответствие с профилем учреждения и потребностью.

Характеристики	Единица измерения	Адрес	Срок
Требования к стерильности изделия: Нестерильный.	Пара (2 шт.)	г. Москва, пер.	с даты заключения

Область применения: Для создания защитного барьера пациента и персонала во время обследования и лечения пациента или для других санитарных целей. Длина перчатки от кончика среднего пальца до края манжеты: $\geq 240 \leq 245$ ММ. Количество компонентов внутреннего покрытия: Больше или равно 2 ШТ. Количество перчаток в упаковке: $\geq 50 \leq 100$ ПАР. Материал: Нитрильный латекс (нитрил). Минимальный остаточный срок годности на дату поставки: Больше или равно 12 МЕС. Одинарная толщина среднего пальца перчатки текстурированной: Больше или равно 0.11 ММ. Размер: S. Требования к упаковке: Одноразовый блок с окошком. Класс потенциального риска: 2А. Конструктивные особенности: Без опудривания; Двухслойные; Манжета с валиком. Обработка внутренней поверхности изделия: Полимерное покрытие; Протеины шелка. Тип поверхности: Текстурированная по всей рабочей поверхности. Цвет внешнего слоя: Фиолетовый; Голубой; Синий.		Добрынинский 4-й, д. 1/9, стр. 1А	контракта по 14.07.2027
--	--	-----------------------------------	-------------------------

23. Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, нестерильные

Обоснование дополнительных характеристик Класс потенциального риска применения медицинского изделия: Применяются при контакте с организмом пациента, при лечении ран, при введении в организм пациента лекарственных средств, при работе с ранеными поверхностями.

Количество перчаток в упаковке-На основании потребности учреждения. Минимальный остаточный срок годности на дату поставки-На основании потребности учреждения. Материал-Обеспечивает химическую стойкость и отсутствие аллергических реакций на протеины натурального латекса, аллергия тип I. Конструктивные особенности-Для предотвращения скатывания перчатки во время манипуляций, обеспечения надежной фиксации манжеты на предплечье. Для снижения проницаемости перчатки в агрессивных химических средах и при частой обработки перчаток антисептиками. Длина перчатки от кончика среднего пальца до края манжеты-Для обеспечения повышенной защиты от попадания биологической

или иной жидкости.Одинарная толщина среднего пальца перчатки-Для обеспечения прочности в условиях повышенного риска инфицирования. Тип поверхности-Обеспечивает надежный захват и удержание медицинских инструментов.Требования к упаковке-Для защиты от контаминации изделий, защита изделия от влаги и озона.Обработка внутренней поверхности изделия- Для облегчения снятия перчаток, нейтрализации слипания стенок изделий в процессе хранения, для профилактики контактного дерматита и аллергических реакций при продолжительных манипуляциях. Применяются для предотвращения аллергических реакций. Для оказания питательного и заживляющего воздействие на кожный покров, придавая ей упругость. Способствуют заживлению ран, рубцов, разглаживанию морщин, регулируют уровень меланина в коже.Цвет внешнего слоя- Позволяет увидеть любые повреждения перчатки, полученные порезом, проколом, а также для однозначной идентификации изделия при поставке.Количество компонентов внутреннего покрытия-соответствие с профилем учреждения и потребностью.

Характеристики	Единица измерения	Адрес	Срок
Требования к стерильности изделия: Нестерильный. Область применения: Для создания защитного барьера пациента и персонала во время обследования и лечения пациента или для других санитарных целей. Длина перчатки от кончика среднего пальца до края манжеты: $\geq 240 \leq 245$ ММ. Количество компонентов внутреннего покрытия: Больше или равно 2 ШТ. Количество перчаток в упаковке: $\geq 50 \leq 100$ ПАР. Материал: Нитрильный латекс (нитрил). Минимальный остаточный срок годности на дату поставки: Больше или равно 12 МЕС. Одинарная толщина среднего пальца перчатки текстурированной: Больше или равно 0.11 ММ. Размер: М. Требования к упаковке: Одноразовый блок с окошком. Класс потенциального риска: 2А. Конструктивные особенности: Без опудривания; Двухслойные; Манжета с валиком. Обработка внутренней поверхности изделия: Полимерное покрытие; Протеины шелка. Тип поверхности: Текстурированная по всей рабочей	Пара (2 шт.)	г. Москва, пер. Добрынинский 4-й, д. 1/9, стр. 1А	с даты заключения контракта по 14.07.2027

поверхности. Цвет внешнего слоя: Фиолетовый; Голубой; Синий.			
---	--	--	--

24. Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, нестерильные

Обоснование дополнительных характеристик Класс потенциального риска применения медицинского изделия: Применяются при контакте с организмом пациента, при лечении ран, при введении в организм пациента лекарственных средств, при работе с ранеными поверхностями. Количество перчаток в упаковке- На основании потребности учреждения. Минимальный остаточный срок годности на дату поставки- На основании потребности учреждения. Материал- Обеспечивает химическую стойкость и отсутствие аллергических реакций на протеины натурального латекса, аллергия тип 1. Конструктивные особенности- Для предотвращения скатывания перчатки во время манипуляций, обеспечения надежной фиксации манжеты на предплечье. Для снижения проницаемости перчатки в агрессивных химических средах и при частой обработки перчаток антисептиками. Длина перчатки от кончика среднего пальца до края манжеты- Для обеспечения повышенной защиты от попадания биологической или иной жидкости. Одинарная толщина среднего пальца перчатки- Для обеспечения прочности в условиях повышенного риска инфицирования. Тип поверхности- Обеспечивает надежный захват и удержание медицинских инструментов. Требования к упаковке- Для защиты от контаминации изделий, защита изделия от влаги и озона. Обработка внутренней поверхности изделия- Для облегчения снятия перчаток, нейтрализации слипания стенок изделий в процессе хранения, для профилактики контактного дерматита и аллергических реакций при продолжительных манипуляциях. Применяются для предотвращения аллергических реакций. Для оказания питательного и заживляющего воздействие на кожный покров, придавая ей упругость. Способствуют заживлению ран, рубцов, разглаживанию морщин, регулируют уровень меланина в коже. Цвет внешнего слоя- Позволяет увидеть любые повреждения перчатки, полученные порезом, проколом, а также для однозначной идентификации изделия при поставке. Количество компонентов внутреннего покрытия- соответствие с профилем учреждения и потребностью.

Характеристики	Единица измерения	Адрес	Срок
Требования к стерильности изделия: Нестерильный. Область применения: Для создания защитного барьера пациента и персонала во время обследования и лечения пациента или для других санитарных целей. Длина перчатки от кончика среднего пальца до края манжеты: $\geq 240 \leq 245$ ММ. Количество компонентов внутреннего покрытия: Больше или равно 2 ШТ. Количество перчаток в упаковке: $\geq 50 \leq 100$ ПАР. Материал: Нитрильный латекс (нитрил). Минимальный остаточный срок годности на дату поставки:	Пара (2 шт.)	г. Москва, пер. Добрынинский 4-й, д. 1/9, стр. 1А	с даты заключения контракта по 14.07.2027

Больше или равно 12 МЕС. Одинарная толщина среднего пальца перчатки текстурированной: Больше или равно 0.11 ММ. Размер: L. Требования к упаковке: Одноразовый блок с окошком. Класс потенциального риска: 2А. Конструктивные особенности: Без опудривания; Двухслойные; Манжета с валиком. Обработка внутренней поверхности изделия: Полимерное покрытие; Протеины шелка. Тип поверхности: Текстурированная по всей рабочей поверхности. Цвет внешнего слоя: Фиолетовый; Голубой; Синий.			
25. Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, нестерильные			
Обоснование дополнительных характеристикКласс потенциального риска применения медицинского изделия:Применяются при контакте с организмом пациента, при лечении ран, при введении в организм пациента лекарственных средств, при работе с ранеными поверхностями. Количество перчаток в упаковке-На основании потребности учреждения.Минимальный остаточный срок годности на дату поставки-На основании потребности учреждения.Материал-Обеспечивает химическую стойкость и отсутствие аллергических реакций на протеины натурального латекса, аллергия тип I. Конструктивные особенности-Для препятствования скатывания перчатки во время манипуляций, обеспечения надежной фиксации манжеты на предплечье.Для снижения проницаемости перчатки в агрессивных химических средах и при частой обработки перчаток антисептиками.Длина перчатки от кончика среднего пальца до края манжеты-Для обеспечения повышенной защиты от попадания биологической или иной жидкости.Одинарная толщина среднего пальца перчатки-Для обеспечения прочности в условиях повышенного риска инфицирования. Тип поверхности-Обеспечивает надежный захват и удержание медицинских инструментов.Требования к упаковке-Для защиты от контаминации изделий, защита изделия от влаги и озона.Обработка внутренней поверхности изделия- Для облегчения снятия перчаток, нейтрализации слипания стенок изделий в процессе хранения, для профилактики контактного дерматита и аллергических реакций при продолжительных манипуляциях. Применяются для предотвращения аллергических реакций. Для оказания питательного и заживляющего воздействие на кожный покров, придавая ей упругость.Цвет внешнего слоя-Позволяет увидеть любые повреждения перчатки, полученные порезом, проколом, а также для однозначной идентификации изделия при поставке.Количество компонентов внутреннего покрытия-соответствие с профилем учреждения и потребностью.			
Характеристики	Единица измерения	Адрес	Срок
Требования к стерильности изделия: Нестерильный.	Пара (2 шт.)	г. Москва, пер.	с даты заключения

Область применения: Для создания защитного барьера пациента и персонала во время обследования и лечения пациента или для других санитарных целей. Длина перчатки от кончика среднего пальца до края манжеты: $\geq 240 \leq 245$ ММ. Количество компонентов внутреннего покрытия: Больше или равно 2 ШТ. Количество перчаток в упаковке: $\geq 50 \leq 100$ ПАР. Материал: Нитрильный латекс (нитрил). Минимальный остаточный срок годности на дату поставки: Больше или равно 12 МЕС. Одинарная толщина среднего пальца перчатки текстурированной: Больше или равно 0.11 ММ. Размер: XL. Требования к упаковке: Одноразовый блок с окошком. Класс потенциального риска: 2А. Конструктивные особенности: Без опудривания; Двухслойные; Манжета с валиком. Обработка внутренней поверхности изделия: Полимерное покрытие; Протеины шелка. Тип поверхности: Текстурированная по всей рабочей поверхности. Цвет внешнего слоя: Синий; Фиолетовый; Голубой.		Добрынинский 4-й, д. 1/9, стр. 1А	контракта по 14.07.2027
---	--	-----------------------------------	-------------------------

26. Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, нестерильные

Обоснование дополнительных характеристик Класс потенциального риска применения медицинского изделия: Применяются при контакте с организмом пациента, при лечении ран, при введении в организм пациента лекарственных средств, при работе с ранеными поверхностями.

Количество перчаток в упаковке-На основании потребности учреждения. Минимальный остаточный срок годности на дату поставки-На основании потребности учреждения. Материал-Обеспечивает химическую стойкость и отсутствие аллергических реакций на протеины натурального латекса, аллергия тип I. Конструктивные особенности-Для предотвращения скатывания перчатки во время манипуляций, обеспечения надежной фиксации манжеты на предплечье. Для снижения проницаемости перчатки в агрессивных химических средах и при частой обработки перчаток антисептиками. Длина перчатки от кончика среднего пальца до края манжеты-Для обеспечения повышенной защиты от попадания биологической

или иной жидкости.Одинарная толщина среднего пальца перчатки-Для обеспечения прочности в условиях повышенного риска инфицирования. Тип поверхности-Обеспечивает надежный захват и удержание медицинских инструментов.Требования к упаковке-Для защиты от контаминации изделий, защита изделия от влаги и озона.Обработка внутренней поверхности изделия- Для облегчения снятия перчаток, нейтрализации слипания стенок изделий в процессе хранения, для профилактики контактного дерматита и аллергических реакций при продолжительных манипуляциях.Требования к свойствам изделия- Для работы с костным цементом, цитостатиками, дезинфицирующими средствами, спиртами.Количество компонентов внутреннего покрытия-соответствие с профилем учреждения и потребностью.

Характеристики	Единица измерения	Адрес	Срок
Требования к стерильности изделия: Нестерильный. Область применения: Для создания защитного барьера пациента и персонала во время обследования и лечения пациента или для других санитарных целей. Длина перчатки от кончика среднего пальца до края манжеты: $\geq 240 \leq 260$ ММ. Количество компонентов внутреннего покрытия: Больше или равно 1 ШТ. Количество перчаток в упаковке: $\geq 50 \leq 100$ ПАР. Материал: Нитрильный латекс (нитрил). Минимальный остаточный срок годности на дату поставки: Больше или равно 12 МЕС. Одинарная толщина среднего пальца перчатки текстурированной: Больше или равно 0.11 ММ. Размер: XS. Требования к упаковке: Одноразовый блок с окошком. Класс потенциального риска: 2А. Конструктивные особенности: Без опудривания; Двухслойные; Манжета с валиком. Обработка внутренней поверхности изделия: Полимерное покрытие. Тип поверхности: Текстурированная по всей рабочей поверхности. Требования к свойствам изделия: Защита от агрессивных	Пара (2 шт.)	г. Москва, пер. Добрынинский 4-й, д. 1/9, стр. 1А	с даты заключения контракта по 14.07.2027

химических сред; Устойчивость к цитостатикам. Цвет внешнего слоя: Синий; Фиолетовый; Голубой.			
27. Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, нестерильные			
Обоснование дополнительных характеристик Класс потенциального риска применения медицинского изделия: Применяются при контакте с организмом пациента, при лечении ран, при введении в организм пациента лекарственных средств, при работе с ранеными поверхностями. Количество перчаток в упаковке- На основании потребности учреждения. Минимальный остаточный срок годности на дату поставки- На основании потребности учреждения. Материал- Обеспечивает химическую стойкость и отсутствие аллергических реакций на протеины натурального латекса, аллергия тип 1. Конструктивные особенности- Для предотвращения скатывания перчатки во время манипуляций, обеспечения надежной фиксации манжеты на предплечье. Для снижения проницаемости перчатки в агрессивных химических средах и при частой обработки перчаток антисептиками. Длина перчатки от кончика среднего пальца до края манжеты- Для обеспечения повышенной защиты от попадания биологической или иной жидкости. Одинарная толщина среднего пальца перчатки- Для обеспечения прочности в условиях повышенного риска инфицирования. Тип поверхности- Обеспечивает надежный захват и удержание медицинских инструментов. Требования к упаковке- Для защиты от контаминации изделий, защита изделия от влаги и озона. Обработка внутренней поверхности изделия- Для облегчения снятия перчаток, нейтрализации слипания стенок изделий в процессе хранения, для профилактики контактного дерматита и аллергических реакций при продолжительных манипуляциях. Требования к свойствам изделия- Для работы с костным цементом, цитостатиками, дезинфицирующими средствами, спиртами. Количество компонентов внутреннего покрытия- соответствие с профилем учреждения и потребностью.			
Характеристики	Единица измерения	Адрес	Срок
Требования к стерильности изделия: Нестерильный. Область применения: Для создания защитного барьера пациента и персонала во время обследования и лечения пациента или для других санитарных целей. Длина перчатки от кончика среднего пальца до края манжеты: $\geq 240 \leq 260$ ММ. Количество компонентов внутреннего покрытия: Больше или равно 1 ШТ. Количество перчаток в упаковке: $\geq 50 \leq 100$ ПАР. Материал: Нитрильный латекс (нитрил). Минимальный остаточный срок годности на дату поставки: Больше или равно 12 МЕС. Одинарная толщина среднего пальца перчатки	Пара (2 шт.)	г. Москва, пер. Добрынинский 4-й, д. 1/9, стр. 1А	с даты заключения контракта по 14.07.2027

текстурированной: Больше или равно 0.11 ММ. Размер: S. Требования к упаковке: Одноразовый блок с окошком. Класс потенциального риска: 2А. Конструктивные особенности: Без опудривания; Двухслойные; Манжета с валиком. Обработка внутренней поверхности изделия: Полимерное покрытие. Тип поверхности: Текстурированная по всей рабочей поверхности. Требования к свойствам изделия: Защита от агрессивных химических сред; Устойчивость к цитостатикам. Цвет внешнего слоя: Синий; Фиолетовый; Голубой.			
28. Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, нестерильные			
Обоснование дополнительных характеристикКласс потенциального риска применения медицинского изделия:Применяются при контакте с организмом пациента, при лечении ран, при введении в организм пациента лекарственных средств, при работе с ранеными поверхностями. Количество перчаток в упаковке-На основании потребности учреждения.Минимальный остаточный срок годности на дату поставки-На основании потребности учреждения.Материал-Обеспечивает химическую стойкость и отсутствие аллергических реакций на протеины натурального латекса, аллергия тип I. Конструктивные особенности-Для предотвращения скатывания перчатки во время манипуляций, обеспечения надежной фиксации манжеты на предплечье.Для снижения проницаемости перчатки в агрессивных химических средах и при частой обработки перчаток антисептиками.Длина перчатки от кончика среднего пальца до края манжеты-Для обеспечения повышенной защиты от попадания биологической или иной жидкости.Одинарная толщина среднего пальца перчатки-Для обеспечения прочности в условиях повышенного риска инфицирования. Тип поверхности-Обеспечивает надежный захват и удержание медицинских инструментов.Требования к упаковке-Для защиты от контаминации изделий, защита изделия от влаги и озона.Обработка внутренней поверхности изделия- Для облегчения снятия перчаток, нейтрализации слипания стенок изделий в процессе хранения, для профилактики контактного дерматита и аллергических реакций при продолжительных манипуляциях.Требования к свойствам изделия- Для работы с костным цементом, цитостатиками, дезинфицирующими средствами, спиртами.Количество компонентов внутреннего покрытия-соответствие с профилем учреждения и потребностью.			
Характеристики	Единица измерения	Адрес	Срок
Требования к стерильности изделия: Нестерильный. Область применения: Для создания защитного барьера	Пара (2 шт.)	г. Москва, пер. Добрынинский 4-й, д. 1/9,	с даты заключения контракта по 14.07.2027

пациента и персонала во время обследования и лечения пациента или для других санитарных целей. Длина перчатки от кончика среднего пальца до края манжеты: $\geq 240 \leq 260$ ММ. Количество компонентов внутреннего покрытия: Больше или равно 1 ШТ. Количество перчаток в упаковке: $\geq 50 \leq 100$ ПАР. Материал: Нитрильный латекс (нитрил). Минимальный остаточный срок годности на дату поставки: Больше или равно 12 МЕС. Одинарная толщина среднего пальца перчатки текстурированной: Больше или равно 0.11 ММ. Размер: М. Требования к упаковке: Одноразовый блок с окошком. Класс потенциального риска: 2А. Конструктивные особенности: Без опудривания; Двухслойные; Манжета с валиком. Обработка внутренней поверхности изделия: Полимерное покрытие. Тип поверхности: Текстурированная по всей рабочей поверхности. Требования к свойствам изделия: Защита от агрессивных химических сред; Устойчивость к цитостатикам. Цвет внешнего слоя: Синий; Фиолетовый; Голубой.		стр. 1А	
29. Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, нестерильные			
Обоснование дополнительных характеристикКласс потенциального риска применения медицинского изделия:Применяются при контакте с организмом пациента, при лечении ран, при введении в организм пациента лекарственных средств, при работе с ранеными поверхностями. Количество перчаток в упаковке-На основании потребности учреждения.Минимальный остаточный срок годности на дату поставки-На основании потребности учреждения.Материал-Обеспечивает химическую стойкость и отсутствие аллергических реакций на протеины натурального латекса, аллергия тип1. Конструктивные особенности-Для препятствования скатывания перчатки во время манипуляций, обеспечения надежной фиксации манжеты на предплечье.Для снижения проницаемости перчатки в агрессивных химических средах и при частой обработки перчаток			

антисептиками.Длина перчатки от кончика среднего пальца до края манжеты-Для обеспечения повышенной защиты от попадания биологической или иной жидкости.Одинарная толщина среднего пальца перчатки-Для обеспечения прочности в условиях повышенного риска инфицирования. Тип поверхности-Обеспечивает надежный захват и удержание медицинских инструментов.Требования к упаковке-Для защиты от контаминации изделий, защита изделия от влаги и озона.Обработка внутренней поверхности изделия- Для облегчения снятия перчаток, нейтрализации слипания стенок изделий в процессе хранения, для профилактики контактного дерматита и аллергических реакций при продолжительных манипуляциях.Требования к свойствам изделия- Для работы с костным цементом, цитостатиками, дезинфицирующими средствами, спиртами.Количество компонентов внутреннего покрытия-соответствие с профилем учреждения и потребностью.

Характеристики	Единица измерения	Адрес	Срок
Требования к стерильности изделия: Нестерильный. Область применения: Для создания защитного барьера пациента и персонала во время обследования и лечения пациента или для других санитарных целей. Длина перчатки от кончика среднего пальца до края манжеты: $\geq 240 \leq 260$ ММ. Количество компонентов внутреннего покрытия: Больше или равно 1 ШТ. Количество перчаток в упаковке: $\geq 50 \leq 100$ ПАР. Материал: Нитрильный латекс (нитрил). Минимальный остаточный срок годности на дату поставки: Больше или равно 12 МЕС. Одинарная толщина среднего пальца перчатки текстурированной: Больше или равно 0.11 ММ. Размер: L. Требования к упаковке: Одноразовый блок с окошком. Класс потенциального риска: 2А. Конструктивные особенности: Без опудривания; Двухслойные; Манжета с валиком. Обработка внутренней поверхности изделия: Полимерное покрытие. Тип поверхности: Текстурированная по всей рабочей поверхности.	Пара (2 шт.)	г. Москва, пер. Добрынинский 4-й, д. 1/9, стр. 1А	с даты заключения контракта по 14.07.2027

Требования к свойствам изделия: Защита от агрессивных химических сред; Устойчивость к цитостатикам. Цвет внешнего слоя: Фиолетовый; Голубой; Синий.			
30. Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, нестерильные			
Обоснование дополнительных характеристик Класс потенциального риска применения медицинского изделия: Применяются при контакте с организмом пациента, при лечении ран, при введении в организм пациента лекарственных средств, при работе с ранеными поверхностями. Количество перчаток в упаковке- На основании потребности учреждения. Минимальный остаточный срок годности на дату поставки- На основании потребности учреждения. Материал- Обеспечивает химическую стойкость и отсутствие аллергических реакций на протеины натурального латекса, аллергия тип 1. Конструктивные особенности- Для предотвращения скатывания перчатки во время манипуляций, обеспечения надежной фиксации манжеты на предплечье. Для снижения проницаемости перчатки в агрессивных химических средах и при частой обработки перчаток антисептиками. Длина перчатки от кончика среднего пальца до края манжеты- Для обеспечения повышенной защиты от попадания биологической или иной жидкости. Одинарная толщина среднего пальца перчатки- Для обеспечения прочности в условиях повышенного риска инфицирования. Тип поверхности- Обеспечивает надежный захват и удержание медицинских инструментов. Требования к упаковке- Для защиты от контаминации изделий, защита изделия от влаги и озона. Обработка внутренней поверхности изделия- Для облегчения снятия перчаток, нейтрализации слипания стенок изделий в процессе хранения, для профилактики контактного дерматита и аллергических реакций при продолжительных манипуляциях. Требования к свойствам изделия- Для работы с костным цементом, цитостатиками, дезинфицирующими средствами, спиртами. Количество компонентов внутреннего покрытия- соответствие с профилем учреждения и потребностью. Требования к свойствам изделия- Для работы с костным цементом, цитостатиками, дезинфицирующими средствами, спиртами.			
Характеристики	Единица измерения	Адрес	Срок
Требования к стерильности изделия: Нестерильный. Область применения: Для создания защитного барьера пациента и персонала во время обследования и лечения пациента или для других санитарных целей. Длина перчатки от кончика среднего пальца до края манжеты: $\geq 240 \leq 260$ ММ. Количество компонентов внутреннего покрытия: Больше или равно 1 ШТ. Количество перчаток в упаковке: $\geq 50 \leq 100$ ПАР. Материал: Нитрильный латекс (нитрил). Минимальный остаточный срок годности на дату поставки:	Пара (2 шт.)	г. Москва, пер. Добрынинский 4-й, д. 1/9, стр. 1А	с даты заключения контракта по 14.07.2027

Больше или равно 12 МЕС. Одинарная толщина среднего пальца перчатки текстурированной: Больше или равно 0.11 ММ. Размер: XL. Требования к упаковке: Одноразовый блок с окошком. Класс потенциального риска: 2А. Конструктивные особенности: Без опудривания; Двухслойные; Манжета с валиком. Обработка внутренней поверхности изделия: Полимерное покрытие. Тип поверхности: Текстурированная по всей рабочей поверхности. Требования к свойствам изделия: Защита от агрессивных химических сред; Устойчивость к цитостатикам. Цвет внешнего слоя: Фиолетовый; Голубой; Синий.			
31. Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, нестерильные			
Обоснование дополнительных характеристикКласс потенциального риска применения медицинского изделия:Применяются при контакте с организмом пациента, при лечении ран, при введении в организм пациента лекарственных средств, при работе с ранеными поверхностями. Количество перчаток в упаковке-На основании потребности учреждения.Минимальный остаточный срок годности на дату поставки-На основании потребности учреждения.Материал-Обеспечивает химическую стойкость и отсутствие аллергических реакций на протеины натурального латекса, аллергия тип I. Конструктивные особенности-Для предотвращения скатывания перчатки во время манипуляций, обеспечения надежной фиксации манжеты на предплечье.Для снижения проницаемости перчатки в агрессивных химических средах и при частой обработки перчаток антисептиками.Длина перчатки от кончика среднего пальца до края манжеты-Для обеспечения повышенной защиты от попадания биологической или иной жидкости.Одинарная толщина среднего пальца перчатки-Для обеспечения прочности в условиях повышенного риска инфицирования. Тип поверхности-Обеспечивает надежный захват и удержание медицинских инструментов.Требования к упаковке-Для защиты от контаминации изделий, защита изделия от влаги и озона.Обработка внутренней поверхности изделия- Применяются в качестве стимулирующего регенеранта воспаленной кожи рук, с увлажняющим и питательным эффектами, оказывают антивозрастной эффект на кожу рук. Для облегчения снятия перчаток, нейтрализации слипания стенок изделий в процессе хранения, для профилактики контактного дерматита и аллергических реакций при продолжительных манипуляциях. Для оказания противовоспалительных эффектов, а так же питания кожи рук персонала.Количество компонентов внутреннего покрытия-соответствие с профилем учреждения и потребностью.			
Характеристики	Единица измерения	Адрес	Срок

Требования к стерильности изделия: Нестерильный. Область применения: Для создания защитного барьера пациента и персонала во время обследования и лечения пациента или для других санитарных целей. Длина перчатки от кончика среднего пальца до края манжеты: $\geq 250 \leq 260$ ММ. Количество компонентов внутреннего покрытия: Больше или равно 3 ШТ. Количество перчаток в упаковке: $\geq 50 \leq 100$ ПАР. Материал: Нитрильный латекс (нитрил). Минимальный остаточный срок годности на дату поставки: Больше или равно 12 МЕС. Одинарная толщина среднего пальца перчатки текстурированной: Больше или равно 0.11 ММ. Размер: XS. Требования к упаковке: Одноразовый блок с окошком. Класс потенциального риска: 2А. Конструктивные особенности: Без опудривания; Двухслойные; Манжета с валиком. Обработка внутренней поверхности изделия: Увлажняющее покрытие с Алое Вера; Полимерное покрытие; Витамин Е. Тип поверхности: Текстурированная по всей рабочей поверхности. Цвет внешнего слоя: Голубой; Синий; Зеленый.	Пара (2 шт.)	г. Москва, пер. Добрынинский 4-й, д. 1/9, стр. 1А	с даты заключения контракта по 14.07.2027
32. Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, нестерильные			
Обоснование дополнительных характеристикКласс потенциального риска применения медицинского изделия: Применяются при контакте с организмом пациента, при лечении ран, при введении в организм пациента лекарственных средств, при работе с ранеными поверхностями. Количество перчаток в упаковке-На основании потребности учреждения.Минимальный остаточный срок годности на дату поставки-На основании потребности учреждения.Одинарная толщина в центре ладони-Для обеспечения прочности в условиях повышенного риска инфицирования.Обработка внутренней поверхности изделия- Применяются в качестве стимулирующего регенеранта воспаленной кожи рук, с увлажняющим и питательным эффектами, оказывают антивозрастной эффект на кожу рук. Для облегчения снятия перчаток, нейтрализации			

слипание стенок изделий в процессе хранения, для профилактики контактного дерматита и аллергических реакций при продолжительных манипуляциях. Для оказания противовоспалительных эффектов, а так же питания кожи рук персонала.Материал-Обеспечивает химическую стойкость и отсутствие аллергических реакций на протеины натурального латекса, аллергия тип1. Конструктивные особенности-Для предотвращения скатывания перчатки во время манипуляций, обеспечения надежной фиксации манжеты на предплечье,Для снижения проницаемости перчатки в агрессивных химических средах и при частой обработки перчаток антисептиками.Длина перчатки от кончика среднего пальца до края манжеты-Для обеспечения повышенной защиты от попадания биологической или иной жидкости.Одинарная толщина среднего пальца перчатки-Для обеспечения прочности в условиях повышенного риска инфицирования. Тип поверхности-Обеспечивает надежный захват и удержание медицинских инструментов.Требования к упаковке-Для защиты от контаминации изделий, защита изделия от влаги и озона.			
Характеристики	Единица измерения	Адрес	Срок
Требования к стерильности изделия: Нестерильный. Область применения: Для создания защитного барьера пациента и персонала во время обследования и лечения пациента или для других санитарных целей. Длина перчатки от кончика среднего пальца до края манжеты: $\geq 250 \leq 260$ ММ. Количество компонентов внутреннего покрытия: Больше или равно 3 ШТ. Количество перчаток в упаковке: $\geq 50 \leq 100$ ПАР. Материал: Нитрильный латекс (нитрил). Минимальный остаточный срок годности на дату поставки: Больше или равно 12 МЕС. Одинарная толщина среднего пальца перчатки текстурированной: Больше или равно 0.11 ММ. Размер: S. Требования к упаковке: Одноразовый блок с окошком. Класс потенциального риска: 2А. Конструктивные особенности: Без опудривания; Двухслойные; Манжета с валиком. Обработка внутренней поверхности изделия: Увлажняющее покрытие с Алое Вера; Полимерное покрытие; Витамин Е. Тип поверхности: Текстурированная по всей рабочей	Пара (2 шт.)	г. Москва, пер. Добрынинский 4-й, д. 1/9, стр. 1А	с даты заключения контракта по 14.07.2027

поверхности. Цвет внешнего слоя: Голубой; Синий; Зеленый.			
33. Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, нестерильные			
Обоснование дополнительных характеристик Класс потенциального риска применения медицинского изделия: Применяются при контакте с организмом пациента, при лечении ран, при введении в организм пациента лекарственных средств, при работе с ранеными поверхностями. Количество перчаток в упаковке- На основании потребности учреждения. Минимальный остаточный срок годности на дату поставки- На основании потребности учреждения. Материал- Обеспечивает химическую стойкость и отсутствие аллергических реакций на протеины натурального латекса, аллергия тип 1. Конструктивные особенности- Для предотвращения скатывания перчатки во время манипуляций, обеспечения надежной фиксации манжеты на предплечье. Для снижения проницаемости перчатки в агрессивных химических средах и при частой обработки перчаток антисептиками. Длина перчатки от кончика среднего пальца до края манжеты- Для обеспечения повышенной защиты от попадания биологической или иной жидкости. Одинарная толщина среднего пальца перчатки- Для обеспечения прочности в условиях повышенного риска инфицирования. Тип поверхности- Обеспечивает надежный захват и удержание медицинских инструментов. Требования к упаковке- Для защиты от контаминации изделий, защита изделия от влаги и озона. Обработка внутренней поверхности изделия- Применяются в качестве стимулирующего регенеранта воспаленной кожи рук, с увлажняющим и питательным эффектами, оказывают антивозрастной эффект на кожу рук. Для облегчения снятия перчаток, нейтрализации слипания стенок изделий в процессе хранения, для профилактики контактного дерматита и аллергических реакций при продолжительных манипуляциях. Для оказания противовоспалительных эффектов, а так же питания кожи рук персонала. Количество компонентов внутреннего покрытия- соответствие с профилем учреждения и потребностью.			
Характеристики	Единица измерения	Адрес	Срок
Требования к стерильности изделия: Нестерильный. Область применения: Для создания защитного барьера пациента и персонала во время обследования и лечения пациента или для других санитарных целей. Длина перчатки от кончика среднего пальца до края манжеты: $\geq 250 \leq 260$ ММ. Количество компонентов внутреннего покрытия: Больше или равно 3 ШТ. Количество перчаток в упаковке: $\geq 50 \leq 100$ ПАР. Материал: Нитрильный латекс (нитрил). Минимальный остаточный срок годности на дату поставки: Больше или равно 12 МЕС.	Пара (2 шт.)	г. Москва, пер. Добрынинский 4-й, д. 1/9, стр. 1А	с даты заключения контракта по 14.07.2027

Одинарная толщина среднего пальца перчатки текстурированной: Больше или равно 0.11 ММ. Размер: М. Требования к упаковке: Одноразовый блок с окошком. Класс потенциального риска: 2А. Конструктивные особенности: Без опудривания; Двухслойные; Манжета с валиком. Обработка внутренней поверхности изделия: Увлажняющее покрытие с Алое Вера; Полимерное покрытие; Витамин Е. Тип поверхности: Текстурированная по всей рабочей поверхности. Цвет внешнего слоя: Голубой; Синий; Зеленый.			
---	--	--	--

34. Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, нестерильные

Обоснование дополнительных характеристик Класс потенциального риска применения медицинского изделия: Применяются при контакте с организмом пациента, при лечении ран, при введении в организм пациента лекарственных средств, при работе с ранеными поверхностями. Количество перчаток в упаковке- На основании потребности учреждения. Минимальный остаточный срок годности на дату поставки- На основании потребности учреждения. Материал- Обеспечивает химическую стойкость и отсутствие аллергических реакций на протеины натурального латекса, аллергия тип 1. Конструктивные особенности- Для предотвращения скатывания перчатки во время манипуляций, обеспечения надежной фиксации манжеты на предплечье. Для снижения проницаемости перчатки в агрессивных химических средах и при частой обработки перчаток антисептиками. Длина перчатки от кончика среднего пальца до края манжеты- Для обеспечения повышенной защиты от попадания биологической или иной жидкости. Одинарная толщина среднего пальца перчатки- Для обеспечения прочности в условиях повышенного риска инфицирования. Тип поверхности- Обеспечивает надежный захват и удержание медицинских инструментов. Требования к упаковке- Для защиты от контаминации изделий, защита изделия от влаги и озона. Обработка внутренней поверхности изделия- Применяются в качестве стимулирующего регенеранта воспаленной кожи рук, с увлажняющим и питательным эффектами, оказывают антивозрастной эффект на кожу рук. Для облегчения снятия перчаток, нейтрализации слипания стенок изделий в процессе хранения, для профилактики контактного дерматита и аллергических реакций при продолжительных манипуляциях. Для оказания противовоспалительных эффектов, а так же питания кожи рук персонала. Количество компонентов внутреннего покрытия- соответствие с профилем учреждения и потребностью.

Характеристики	Единица измерения	Адрес	Срок
Требования к стерильности изделия: Нестерильный. Область применения: Для создания защитного барьера	Пара (2 шт.)	г. Москва, пер. Добрынинский 4-й, д. 1/9,	с даты заключения контракта по 14.07.2027

пациента и персонала во время обследования и лечения пациента или для других санитарных целей. Длина перчатки от кончика среднего пальца до края манжеты: $\geq 250 \leq 260$ ММ. Количество компонентов внутреннего покрытия: Больше или равно 3 ШТ. Количество перчаток в упаковке: $\geq 50 \leq 100$ ПАР. Материал: Нитрильный латекс (нитрил). Минимальный остаточный срок годности на дату поставки: Больше или равно 12 МЕС. Одинарная толщина среднего пальца перчатки текстурированной: Больше или равно 0.11 ММ. Размер: L. Требования к упаковке: Одноразовый блок с окошком. Класс потенциального риска: 2А. Конструктивные особенности: Без опудривания; Двухслойные; Манжета с валиком. Обработка внутренней поверхности изделия: Увлажняющее покрытие с Алое Вера; Полимерное покрытие; Витамин Е. Тип поверхности: Текстурированная по всей рабочей поверхности. Цвет внешнего слоя: Голубой; Синий; Зеленый.		стр. 1А	
35. Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, нестерильные			
Обоснование дополнительных характеристикКласс потенциального риска применения медицинского изделия:Применяются при контакте с организмом пациента, при лечении ран, при введении в организм пациента лекарственных средств, при работе с ранеными поверхностями. Количество перчаток в упаковке-На основании потребности учреждения.Минимальный остаточный срок годности на дату поставки-На основании потребности учреждения.Материал-Обеспечивает химическую стойкость и отсутствие аллергических реакций на протеины натурального латекса, аллергия тип1. Конструктивные особенности-Для предотвращения скатывания перчатки во время манипуляций, обеспечения надежной фиксации манжеты на предплечье.Для снижения проницаемости перчатки в агрессивных химических средах и при частой обработки перчаток антисептиками.Длина перчатки от кончика среднего пальца до края манжеты-Для обеспечения повышенной защиты от попадания биологической или иной жидкости.Одинарная толщина среднего пальца перчатки-Для обеспечения прочности в условиях повышенного риска инфицирования.			

Тип поверхности-Обеспечивает надежный захват и удержание медицинских инструментов.Требования к упаковке-Для защиты от контаминации изделий, защита изделия от влаги и озона.Обработка внутренней поверхности изделия- Применяются в качестве стимулирующего регенеранта воспаленной кожи рук, с увлажняющим и питательным эффектами, оказывают антивозрастной эффект на кожу рук. Для облегчения снятия перчаток, нейтрализации слипания стенок изделий в процессе хранения, для профилактики контактного дерматита и аллергических реакций при продолжительных манипуляциях. Для оказания противовоспалительных эффектов, а также питания кожи рук персонала. Количество компонентов внутреннего покрытия-соответствие с профилем учреждения и потребностью.			
Характеристики	Единица измерения	Адрес	Срок
Требования к стерильности изделия: Нестерильный. Область применения: Для создания защитного барьера пациента и персонала во время обследования и лечения пациента или для других санитарных целей. Длина перчатки от кончика среднего пальца до края манжеты: $\geq 250 \leq 260$ ММ. Количество компонентов внутреннего покрытия: Больше или равно 3 ШТ. Количество перчаток в упаковке: $\geq 50 \leq 100$ ПАР. Материал: Нитрильный латекс (нитрил). Минимальный остаточный срок годности на дату поставки: Больше или равно 12 МЕС. Одинарная толщина среднего пальца перчатки текстурированной: Больше или равно 0.11 ММ. Размер: XL. Требования к упаковке: Одноразовый блок с окошком. Класс потенциального риска: 2А. Конструктивные особенности: Без опудривания; Двухслойные; Манжета с валиком. Обработка внутренней поверхности изделия: Увлажняющее покрытие с Алое Вера; Полимерное покрытие; Витамин Е. Тип поверхности: Текстурированная по всей рабочей поверхности. Цвет внешнего слоя: Голубой; Синий; Зеленый.	Пара (2 шт.)	г. Москва, пер. Добрынинский 4-й, д. 1/9, стр. 1А	с даты заключения контракта по 14.07.2027

36. Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, нестерильные

Обоснование дополнительных характеристик Класс потенциального риска применения медицинского изделия: Применяются при контакте с организмом пациента, при лечении ран, при введении в организм пациента лекарственных средств, при работе с ранеными поверхностями. Количество перчаток в упаковке- На основании потребности учреждения. Минимальный остаточный срок годности на дату поставки- На основании потребности учреждения. Материал- Обеспечивает химическую стойкость и отсутствие аллергических реакций на протеины натурального латекса, аллергия тип 1. Конструктивные особенности- Для предотвращения скатывания перчатки во время манипуляций, обеспечения надежной фиксации манжеты на предплечье. Для снижения проницаемости перчатки в агрессивных химических средах и при частой обработки перчаток антисептиками. Длина перчатки от кончика среднего пальца до края манжеты- Для обеспечения повышенной защиты от попадания биологической или иной жидкости. Одинарная толщина среднего пальца перчатки- Для обеспечения прочности в условиях повышенного риска инфицирования. Тип поверхности- Обеспечивает надежный захват и удержание медицинских инструментов. Требования к упаковке- Для защиты от контаминации изделий, защита изделия от влаги и озона. Обработка внутренней поверхности изделия- Применяются при имеющихся нежелательных проявлениях на коже медицинского персонала: воспалении, сухости кожи. Оказывают интенсивный увлажняющий и успокаивающий эффекты по отношению к раздраженной коже. Для предотвращения дерматита, экземы и обезвоживания кожи. Для оказания противовоспалительных эффектов, а так же питания кожи рук персонала. Для облегчения снятия перчаток, нейтрализации слипания стенок изделий в процессе хранения, для профилактики контактного дерматита и аллергических реакций при продолжительных манипуляциях. Количество компонентов внутреннего покрытия- соответствие с профилем учреждения и потребностью.

Характеристики	Единица измерения	Адрес	Срок
Требования к стерильности изделия: Нестерильный. Область применения: Для создания защитного барьера пациента и персонала во время обследования и лечения пациента или для других санитарных целей. Длина перчатки от кончика среднего пальца до края манжеты: $\geq 240 \leq 260$ ММ. Количество компонентов внутреннего покрытия: Больше или равно 3 ШТ. Количество перчаток в упаковке: $\geq 50 \leq 100$ ПАР. Материал: Нитрильный латекс (нитрил). Минимальный остаточный срок годности на дату поставки: Больше или равно 12 МЕС. Одинарная толщина среднего пальца перчатки текстурированной: Больше или равно 0.11 ММ.	Пара (2 шт.)	г. Москва, пер. Добрынинский 4-й, д. 1/9, стр. 1А	с даты заключения контракта по 14.07.2027

Размер: XS. Требования к упаковке: Одноразовый блок с окошком. Конструктивные особенности: Без опудривания; Двухслойные; Манжета с валиком. Обработка внутренней поверхности изделия: Полимерное покрытие; Витамин Е; Увлажняющее покрытие. Тип поверхности: Текстурированная по всей рабочей поверхности. Цвет внешнего слоя: Фиолетовый; Голубой; Синий.			
--	--	--	--

37. Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, нестерильные

Обоснование дополнительных характеристик Класс потенциального риска применения медицинского изделия: Применяются при контакте с организмом пациента, при лечении ран, при введении в организм пациента лекарственных средств, при работе с ранеными поверхностями. Количество перчаток в упаковке- На основании потребности учреждения. Минимальный остаточный срок годности на дату поставки- На основании потребности учреждения. Материал- Обеспечивает химическую стойкость и отсутствие аллергических реакций на протеины натурального латекса, аллергия тип I. Конструктивные особенности- Для предотвращения скатывания перчатки во время манипуляций, обеспечения надежной фиксации манжеты на предплечье. Для снижения проницаемости перчатки в агрессивных химических средах и при частой обработки перчаток антисептиками. Длина перчатки от кончика среднего пальца до края манжеты- Для обеспечения повышенной защиты от попадания биологической или иной жидкости. Одинарная толщина среднего пальца перчатки- Для обеспечения прочности в условиях повышенного риска инфицирования. Тип поверхности- Обеспечивает надежный захват и удержание медицинских инструментов. Требования к упаковке- Для защиты от контаминации изделий, защита изделия от влаги и озона. Обработка внутренней поверхности изделия- Применяются при имеющихся нежелательных проявлениях на коже медицинского персонала: воспалении, сухости кожи. Оказывают интенсивный увлажняющий и успокаивающий эффекты по отношению к раздраженной коже. Для предотвращения дерматита, экземы и обезвоживания кожи. Для оказания противовоспалительных эффектов, а так же питания кожи рук персонала. Для облегчения снятия перчаток, нейтрализации слипания стенок изделий в процессе хранения, для профилактики контактного дерматита и аллергических реакций при продолжительных манипуляциях. Количество компонентов внутреннего покрытия- соответствие с профилем учреждения и потребностью.

Характеристики	Единица измерения	Адрес	Срок
Требования к стерильности изделия: Нестерильный. Область применения: Для создания защитного барьера пациента и персонала во время обследования и лечения пациента или для других санитарных целей.	Пара (2 шт.)	г. Москва, пер. Добрынинский 4-й, д. 1/9, стр. 1А	с даты заключения контракта по 14.07.2027

Длина перчатки от кончика среднего пальца до края манжеты: $\geq 240 \leq 260$ ММ. Количество компонентов внутреннего покрытия: Больше или равно 3 ШТ. Количество перчаток в упаковке: $\geq 50 \leq 100$ ПАР. Материал: Нитрильный латекс (нитрил). Минимальный остаточный срок годности на дату поставки: Больше или равно 12 МЕС. Одинарная толщина среднего пальца перчатки текстурированной: Больше или равно 0.11 ММ. Размер: S. Требования к упаковке: Одноразовый блок с окошком. Конструктивные особенности: Без опудривания; Двухслойные; Манжета с валиком. Обработка внутренней поверхности изделия: Полимерное покрытие; Витамин Е; Увлажняющее покрытие. Цвет внешнего слоя: Фиолетовый; Голубой; Синий.			
---	--	--	--

38. Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, нестерильные

Обоснование дополнительных характеристик Класс потенциального риска применения медицинского изделия: Применяются при контакте с организмом пациента, при лечении ран, при введении в организм пациента лекарственных средств, при работе с ранеными поверхностями.

Количество перчаток в упаковке- На основании потребности учреждения. Минимальный остаточный срок годности на дату поставки- На основании потребности учреждения. Материал- Обеспечивает химическую стойкость и отсутствие аллергических реакций на протеины натурального латекса, аллергия тип 1. Конструктивные особенности- Для предотвращения скатывания перчатки во время манипуляций, обеспечения надежной фиксации манжеты на предплечье. Для снижения проницаемости перчатки в агрессивных химических средах и при частой обработки перчаток антисептиками. Длина перчатки от кончика среднего пальца до края манжеты- Для обеспечения повышенной защиты от попадания биологической или иной жидкости. Одинарная толщина среднего пальца перчатки- Для обеспечения прочности в условиях повышенного риска инфицирования. Тип поверхности- Обеспечивает надежный захват и удержание медицинских инструментов. Требования к упаковке- Для защиты от контаминации изделий, защита изделия от влаги и озона. Обработка внутренней поверхности изделия- Применяются при имеющихся нежелательных проявлениях на коже медицинского персонала: воспалении, сухости кожи. Оказывают интенсивный увлажняющий и успокаивающий эффекты по отношению к раздраженной коже. Для предотвращения дерматита, экземы и обезвоживания кожи. Для оказания противовоспалительных эффектов, а так же питания кожи рук персонала. Для облегчения снятия перчаток, нейтрализации слипание стенок изделий в процессе хранения, для профилактики

контактного дерматита и аллергических реакций при продолжительных манипуляциях. Количество компонентов внутреннего покрытия-соответствие с профилем учреждения и потребностью.

Характеристики	Единица измерения	Адрес	Срок
Требования к стерильности изделия: Нестерильный. Область применения: Для создания защитного барьера пациента и персонала во время обследования и лечения пациента или для других санитарных целей. Длина перчатки от кончика среднего пальца до края манжеты: $\geq 240 \leq 260$ ММ. Количество компонентов внутреннего покрытия: Больше или равно 3 ШТ. Количество перчаток в упаковке: $\geq 50 \leq 100$ ПАР. Материал: Нитрильный латекс (нитрил). Минимальный остаточный срок годности на дату поставки: Больше или равно 12 МЕС. Одинарная толщина среднего пальца перчатки текстурированной: Больше или равно 0.11 ММ. Размер: М. Требования к упаковке: Одноразовый блок с окошком. Конструктивные особенности: Без опудривания; Двухслойные; Манжета с валиком. Обработка внутренней поверхности изделия: Полимерное покрытие; Витамин Е; Увлажняющее покрытие. Тип поверхности: Текстурированная по всей рабочей поверхности. Цвет внешнего слоя: Фиолетовый; Голубой; Синий.	Пара (2 шт.)	г. Москва, пер. Добрынинский 4-й, д. 1/9, стр. 1А	с даты заключения контракта по 14.07.2027

39. Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, нестерильные

Обоснование дополнительных характеристик Класс потенциального риска применения медицинского изделия: Применяются при контакте с организмом пациента, при лечении ран, при введении в организм пациента лекарственных средств, при работе с ранеными поверхностями. Количество перчаток в упаковке-На основании потребности учреждения. Минимальный остаточный срок годности на дату поставки-На основании

потребности учреждения. Материал-Обеспечивает химическую стойкость и отсутствие аллергических реакций на протеины натурального латекса, аллергия тип 1. Конструктивные особенности-Для предотвращения скатывания перчатки во время манипуляций, обеспечения надежной фиксации манжеты на предплечье. Для снижения проницаемости перчатки в агрессивных химических средах и при частой обработки перчаток антисептиками. Длина перчатки от кончика среднего пальца до края манжеты-Для обеспечения повышенной защиты от попадания биологической или иной жидкости. Одинарная толщина среднего пальца перчатки-Для обеспечения прочности в условиях повышенного риска инфицирования. Тип поверхности-Обеспечивает надежный захват и удержание медицинских инструментов. Требования к упаковке-Для защиты от контаминации изделий, защита изделия от влаги и озона. Обработка внутренней поверхности изделия- Применяются при имеющихся нежелательных проявлениях на коже медицинского персонала: воспалении, сухости кожи. Оказывают интенсивный увлажняющий и успокаивающий эффекты по отношению к раздраженной коже. Для предотвращения дерматита, экземы и обезвоживания кожи. Для оказания противовоспалительных эффектов, а так же питания кожи рук персонала. Для облегчения снятия перчаток, нейтрализации слипания стенок изделий в процессе хранения, для профилактики контактного дерматита и аллергических реакций при продолжительных манипуляциях. Количество компонентов внутреннего покрытия-соответствие с профилем учреждения и потребностью.

Характеристики	Единица измерения	Адрес	Срок
Требования к стерильности изделия: Нестерильный. Область применения: Для создания защитного барьера пациента и персонала во время обследования и лечения пациента или для других санитарных целей. Длина перчатки от кончика среднего пальца до края манжеты: $\geq 240 \leq 260$ ММ. Количество компонентов внутреннего покрытия: Больше или равно 3 ШТ. Количество перчаток в упаковке: $\geq 50 \leq 100$ ПАР. Материал: Нитрильный латекс (нитрил). Минимальный остаточный срок годности на дату поставки: Больше или равно 12 МЕС. Одинарная толщина среднего пальца перчатки текстурированной: Больше или равно 0.11 ММ. Размер: L. Требования к упаковке: Одноразовый блок с окошком. Конструктивные особенности: Без опудривания; Двухслойные; Манжета с валиком.	Пара (2 шт.)	г. Москва, пер. Добрынинский 4-й, д. 1/9, стр. 1А	с даты заключения контракта по 14.07.2027

Обработка внутренней поверхности изделия: Полимерное покрытие; Увлажняющее покрытие; Витамин Е. Тип поверхности: Текстурированная по всей рабочей поверхности. Цвет внешнего слоя: Фиолетовый; Голубой; Синий.			
40. Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, нестерильные			
Обоснование дополнительных характеристикКласс потенциального риска применения медицинского изделия:Применяются при контакте с организмом пациента, при лечении ран, при введении в организм пациента лекарственных средств, при работе с ранеными поверхностями. Количество перчаток в упаковке-На основании потребности учреждения.Минимальный остаточный срок годности на дату поставки-На основании потребности учреждения.Материал-Обеспечивает химическую стойкость и отсутствие аллергических реакций на протеины натурального латекса, аллергия тип1. Конструктивные особенности-Для предотвращения скатывания перчатки во время манипуляций, обеспечения надежной фиксации манжеты на предплечье.Для снижения проницаемости перчатки в агрессивных химических средах и при частой обработки перчаток антисептиками.Длина перчатки от кончика среднего пальца до края манжеты-Для обеспечения повышенной защиты от попадания биологической или иной жидкости.Одинарная толщина среднего пальца перчатки-Для обеспечения прочности в условиях повышенного риска инфицирования. Тип поверхности-Обеспечивает надежный захват и удержание медицинских инструментов.Требования к упаковке-Для защиты от контаминации изделий, защита изделия от влаги и озона.Обработка внутренней поверхности изделия- Применяются при имеющихся нежелательных проявлениях на коже медицинского персонала: воспалении, сухости кожи. Оказывают интенсивный увлажняющий и успокаивающий эффекты по отношению к раздраженной коже. Для предотвращения дерматита, экземы и обезвоживания кожи. Для оказания противовоспалительных эффектов, а так же питания кожи рук персонала. Для облегчения снятия перчаток, нейтрализации слипание стенок изделий в процессе хранения, для профилактики контактного дерматита и аллергических реакций при продолжительных манипуляциях.Количество компонентов внутреннего покрытия-соответствие с профилем учреждения и потребностью.			
Характеристики	Единица измерения	Адрес	Срок
Требования к стерильности изделия: Нестерильный. Область применения: Для создания защитного барьера пациента и персонала во время обследования и лечения пациента или для других санитарных целей. Длина перчатки от кончика среднего пальца до края манжеты: $\geq 240 \leq 260$ ММ. Количество компонентов внутреннего покрытия: Больше или равно 3 ШТ.	Пара (2 шт.)	г. Москва, пер. Добрынинский 4-й, д. 1/9, стр. 1А	с даты заключения контракта по 14.07.2027

Количество перчаток в упаковке: $\geq 50 \leq 100$ ПАР. Материал: Нитрильный латекс (нитрил). Минимальный остаточный срок годности на дату поставки: Больше или равно 12 МЕС. Одинарная толщина среднего пальца перчатки текстурированной: Больше или равно 0.11 ММ. Размер: XL. Требования к упаковке: Одноразовый блок с окошком. Конструктивные особенности: Без опудривания; Двухслойные; Манжета с валиком. Обработка внутренней поверхности изделия: Полимерное покрытие; Увлажняющее покрытие; Витамин Е. Тип поверхности: Текстурированная по всей рабочей поверхности. Цвет внешнего слоя: Фиолетовый; Голубой; Синий.			
--	--	--	--

41. Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, нестерильные

Обоснование дополнительных характеристик Класс потенциального риска применения медицинского изделия: Применяются при контакте с организмом пациента, при лечении ран, при введении в организм пациента лекарственных средств, при работе с ранеными поверхностями.

Количество перчаток в упаковке-На основании потребности учреждения. Минимальный остаточный срок годности на дату поставки-На основании потребности учреждения. Материал-Обеспечивает химическую стойкость и отсутствие аллергических реакций на протеины натурального латекса, аллергия тип I. Конструктивные особенности-Для предотвращения скатывания перчатки во время манипуляций, обеспечения надежной фиксации манжеты на предплечье. Для снижения проницаемости перчатки в агрессивных химических средах и при частой обработки перчаток антисептиками. Длина перчатки от кончика среднего пальца до края манжеты-Для обеспечения повышенной защиты от попадания биологической или иной жидкости. Одинарная толщина среднего пальца перчатки-Для обеспечения прочности в условиях повышенного риска инфицирования. Тип поверхности-Обеспечивает надежный захват и удержание медицинских инструментов. Требования к упаковке-Для защиты от контаминации изделий, защита изделия от влаги и озона. Обработка внутренней поверхности изделия-Для облегчения снятия перчаток, нейтрализации слипания стенок изделий в процессе хранения, для профилактики контактного дерматита и аллергических реакций при продолжительных манипуляциях. Применяются при имеющихся нежелательных проявлениях на коже медицинского персонала: воспалении. Обработка коллоидными компонентами натурального происхождения способствует увлажнению кожи, оказывает регенерирующее действие, оказывает противовоспалительный эффект. Количество компонентов внутреннего покрытия-соответствие с профилем учреждения и потребностью.

Характеристики	Единица измерения	Адрес	Срок
----------------	-------------------	-------	------

Требования к стерильности изделия: Нестерильный. Область применения: Для создания защитного барьера пациента и персонала во время обследования и лечения пациента или для других санитарных целей. Длина перчатки от кончика среднего пальца до края манжеты: $\geq 250 \leq 260$ ММ. Количество компонентов внутреннего покрытия: Больше или равно 2 ШТ. Количество перчаток в упаковке: $\geq 50 \leq 100$ ПАР. Материал: Нитрильный латекс (нитрил). Минимальный остаточный срок годности на дату поставки: Больше или равно 12 МЕС. Одинарная толщина среднего пальца перчатки текстурированной: Больше или равно 0.11 ММ. Размер: XS. Требования к упаковке: Одноразовый блок с окошком. Конструктивные особенности: Без опудривания; Двухслойные; Манжета с валиком. Обработка внутренней поверхности изделия: Полимерное покрытие; Увлажняющее покрытие; Коллоидная вытяжка из овсяного зерна. Тип поверхности: Текстурированная по всей рабочей поверхности. Цвет внешнего слоя: Голубой; Синий; Зеленый.	Пара (2 шт.)	г. Москва, пер. Добрынинский 4-й, д. 1/9, стр. 1А	с даты заключения контракта по 14.07.2027
---	--------------	---	---

42. Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, нестерильные

Обоснование дополнительных характеристик Класс потенциального риска применения медицинского изделия: Применяются при контакте с организмом пациента, при лечении ран, при введении в организм пациента лекарственных средств, при работе с ранеными поверхностями.

Количество перчаток в упаковке-На основании потребности учреждения. Минимальный остаточный срок годности на дату поставки-На основании потребности учреждения. Материал-Обеспечивает химическую стойкость и отсутствие аллергических реакций на протеины натурального латекса, аллергия тип 1. Конструктивные особенности-Для предотвращения скатывания перчатки во время манипуляций, обеспечения надежной фиксации манжеты на предплечье. Для снижения проницаемости перчатки в агрессивных химических средах и при частой обработки перчаток

антисептиками. Длина перчатки от кончика среднего пальца до края манжеты-Для обеспечения повышенной защиты от попадания биологической или иной жидкости.Одинарная толщина среднего пальца перчатки-Для обеспечения прочности в условиях повышенного риска инфицирования. Тип поверхности-Обеспечивает надежный захват и удержание медицинских инструментов.Требования к упаковке-Для защиты от контаминации изделий, защита изделия от влаги и озона.Обработка внутренней поверхности изделия-Для облегчения снятия перчаток, нейтрализации слипание стенок изделий в процессе хранения, для профилактики контактного дерматита и аллергических реакций при продолжительных манипуляциях. Применяются при имеющихся нежелательных проявлениях на коже медицинского персонала: воспалении. Обработка коллоидными компонентами натурального происхождения способствует увлажнению кожи, оказывает регенерирующее действие, оказывает противовоспалительный эффект.Количество компонентов внутреннего покрытия-соответствие с профилем учреждения и потребностью.

Характеристики	Единица измерения	Адрес	Срок
Требования к стерильности изделия: Нестерильный. Область применения: Для создания защитного барьера пациента и персонала во время обследования и лечения пациента или для других санитарных целей. Длина перчатки от кончика среднего пальца до края манжеты: $\geq 250 \leq 260$ ММ. Количество компонентов внутреннего покрытия: Больше или равно 2 ШТ. Количество перчаток в упаковке: $\geq 50 \leq 100$ ПАР. Материал: Нитрильный латекс (нитрил). Минимальный остаточный срок годности на дату поставки: Больше или равно 12 МЕС. Одинарная толщина среднего пальца перчатки текстурированной: Больше или равно 0.11 ММ. Размер: S. Требования к упаковке: Одноразовый блок с окошком. Конструктивные особенности: Без опудривания; Двухслойные; Манжета с валиком. Обработка внутренней поверхности изделия: Полимерное покрытие; Увлажняющее покрытие; Коллоидная вытяжка из овсяного зерна. Тип поверхности: Текстурированная по всей рабочей	Пара (2 шт.)	г. Москва, пер. Добрынинский 4-й, д. 1/9, стр. 1А	с даты заключения контракта по 14.07.2027

поверхности. Цвет внешнего слоя: Голубой; Синий; Зеленый.			
43. Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, нестерильные			
Обоснование дополнительных характеристик Класс потенциального риска применения медицинского изделия: Применяются при контакте с организмом пациента, при лечении ран, при введении в организм пациента лекарственных средств, при работе с ранеными поверхностями. Количество перчаток в упаковке- На основании потребности учреждения. Минимальный остаточный срок годности на дату поставки- На основании потребности учреждения. Материал- Обеспечивает химическую стойкость и отсутствие аллергических реакций на протеины натурального латекса, аллергия тип 1. Конструктивные особенности- Для предотвращения скатывания перчатки во время манипуляций, обеспечения надежной фиксации манжеты на предплечье. Для снижения проницаемости перчатки в агрессивных химических средах и при частой обработки перчаток антисептиками. Длина перчатки от кончика среднего пальца до края манжеты- Для обеспечения повышенной защиты от попадания биологической или иной жидкости. Одинарная толщина среднего пальца перчатки- Для обеспечения прочности в условиях повышенного риска инфицирования. Тип поверхности- Обеспечивает надежный захват и удержание медицинских инструментов. Требования к упаковке- Для защиты от контаминации изделий, защита изделия от влаги и озона. Обработка внутренней поверхности изделия- Для облегчения снятия перчаток, нейтрализации слипание стенок изделий в процессе хранения, для профилактики контактного дерматита и аллергических реакций при продолжительных манипуляциях. Применяются при имеющихся нежелательных проявлениях на коже медицинского персонала: воспалении. Обработка коллоидными компонентами натурального происхождения способствует увлажнению кожи, оказывает регенерирующее действие, оказывает противовоспалительный эффект. Количество компонентов внутреннего покрытия- соответствие с профилем учреждения и потребностью.			
Характеристики	Единица измерения	Адрес	Срок
Требования к стерильности изделия: Нестерильный. Область применения: Для создания защитного барьера пациента и персонала во время обследования и лечения пациента или для других санитарных целей. Длина перчатки от кончика среднего пальца до края манжеты: $\geq 250 \leq 260$ ММ. Количество компонентов внутреннего покрытия: Больше или равно 2 ШТ. Количество перчаток в упаковке: $\geq 50 \leq 100$ ПАР. Материал: Нитрильный латекс (нитрил). Минимальный остаточный срок годности на дату поставки: Больше или равно 12 МЕС.	Пара (2 шт.)	г. Москва, пер. Добрынинский 4-й, д. 1/9, стр. 1А	с даты заключения контракта по 14.07.2027

Одинарная толщина среднего пальца перчатки текстурированной: Больше или равно 0.11 ММ. Размер: М. Требования к упаковке: Одноразовый блок с окошком. Конструктивные особенности: Без опудривания; Двухслойные; Манжета с валиком. Обработка внутренней поверхности изделия: Полимерное покрытие; Увлажняющее покрытие; Коллоидная вытяжка из овсяного зерна. Тип поверхности: Текстурированная по всей рабочей поверхности. Цвет внешнего слоя: Голубой; Синий; Зеленый.			
---	--	--	--

44. Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, нестерильные

Обоснование дополнительных характеристик Класс потенциального риска применения медицинского изделия: Применяются при контакте с организмом пациента, при лечении ран, при введении в организм пациента лекарственных средств, при работе с ранеными поверхностями. Количество перчаток в упаковке-На основании потребности учреждения. Минимальный остаточный срок годности на дату поставки-На основании потребности учреждения. Материал-Обеспечивает химическую стойкость и отсутствие аллергических реакций на протеины натурального латекса, аллергия тип 1. Конструктивные особенности-Для предотвращения скатывания перчатки во время манипуляций, обеспечения надежной фиксации манжеты на предплечье. Для снижения проницаемости перчатки в агрессивных химических средах и при частой обработки перчаток антисептиками. Длина перчатки от кончика среднего пальца до края манжеты-Для обеспечения повышенной защиты от попадания биологической или иной жидкости. Одинарная толщина среднего пальца перчатки-Для обеспечения прочности в условиях повышенного риска инфицирования. Тип поверхности-Обеспечивает надежный захват и удержание медицинских инструментов. Требования к упаковке-Для защиты от контаминации изделий, защита изделия от влаги и озона. Обработка внутренней поверхности изделия-Для облегчения снятия перчаток, нейтрализации слипания стенок изделий в процессе хранения, для профилактики контактного дерматита и аллергических реакций при продолжительных манипуляциях. Применяются при имеющихся нежелательных проявлениях на коже медицинского персонала: воспалении. Обработка коллоидными компонентами натурального происхождения способствует увлажнению кожи, оказывает регенерирующее действие, оказывает противовоспалительный эффект. Количество компонентов внутреннего покрытия-соответствие с профилем учреждения и потребностью.

Характеристики	Единица измерения	Адрес	Срок
Требования к стерильности изделия: Нестерильный. Область применения: Для создания защитного барьера	Пара (2 шт.)	г. Москва, пер. Добрынинский 4-й, д. 1/9,	с даты заключения контракта по 14.07.2027

пациента и персонала во время обследования и лечения пациента или для других санитарных целей. Длина перчатки от кончика среднего пальца до края манжеты: $\geq 250 \leq 260$ ММ. Количество компонентов внутреннего покрытия: Больше или равно 2 ШТ. Количество перчаток в упаковке: $\geq 50 \leq 100$ ПАР. Материал: Нитрильный латекс (нитрил). Минимальный остаточный срок годности на дату поставки: Больше или равно 12 МЕС. Одинарная толщина среднего пальца перчатки текстурированной: Больше или равно 0.11 ММ. Размер: L. Требования к упаковке: Одноразовый блок с окошком. Конструктивные особенности: Без опудривания; Двухслойные; Манжета с валиком. Обработка внутренней поверхности изделия: Полимерное покрытие; Увлажняющее покрытие; Коллоидная вытяжка из овсяного зерна. Тип поверхности: Текстурированная по всей рабочей поверхности. Цвет внешнего слоя: Голубой; Синий; Зеленый.		стр. 1А	
45. Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, нестерильные			
Обоснование дополнительных характеристикКласс потенциального риска применения медицинского изделия:Применяются при контакте с организмом пациента, при лечении ран, при введении в организм пациента лекарственных средств, при работе с ранеными поверхностями. Количество перчаток в упаковке-На основании потребности учреждения.Минимальный остаточный срок годности на дату поставки-На основании потребности учреждения.Материал-Обеспечивает химическую стойкость и отсутствие аллергических реакций на протеины натурального латекса, аллергия тип1. Конструктивные особенности-Для предотвращения скатывания перчатки во время манипуляций, обеспечения надежной фиксации манжеты на предплечье.Для снижения проницаемости перчатки в агрессивных химических средах и при частой обработки перчаток антисептиками.Длина перчатки от кончика среднего пальца до края манжеты-Для обеспечения повышенной защиты от попадания биологической или иной жидкости.Одинарная толщина среднего пальца перчатки-Для обеспечения прочности в условиях повышенного риска инфицирования.			

Тип поверхности-Обеспечивает надежный захват и удержание медицинских инструментов.Требования к упаковке-Для защиты от контаминации изделий, защита изделия от влаги и озона.Обработка внутренней поверхности изделия-Для облегчения снятия перчаток, нейтрализации слипание стенок изделий в процессе хранения, для профилактики контактного дерматита и аллергических реакций при продолжительных манипуляциях. Применяются при имеющихся нежелательных проявлениях на коже медицинского персонала: воспалении. Обработка коллоидными компонентами натурального происхождения способствует увлажнению кожи, оказывает регенерирующее действие, оказывает противовоспалительный эффект.Количество компонентов внутреннего покрытия-соответствие с профилем учреждения и потребностью.			
Характеристики	Единица измерения	Адрес	Срок
Требования к стерильности изделия: Нестерильный. Область применения: Для создания защитного барьера пациента и персонала во время обследования и лечения пациента или для других санитарных целей. Длина перчатки от кончика среднего пальца до края манжеты: $\geq 250 \leq 260$ ММ. Количество компонентов внутреннего покрытия: Больше или равно 2 ШТ. Количество перчаток в упаковке: $\geq 50 \leq 100$ ПАР. Материал: Нитрильный латекс (нитрил). Минимальный остаточный срок годности на дату поставки: Больше или равно 12 МЕС. Одинарная толщина среднего пальца перчатки текстурированной: Больше или равно 0.11 ММ. Размер: XL. Требования к упаковке: Одноразовый блок с окошком. Конструктивные особенности: Без опудривания; Двухслойные; Манжета с валиком. Обработка внутренней поверхности изделия: Полимерное покрытие; Увлажняющее покрытие; Коллоидная вытяжка из овсяного зерна. Тип поверхности: Текстурированная по всей рабочей поверхности. Цвет внешнего слоя: Голубой; Синий; Зеленый.	Пара (2 шт.)	г. Москва, пер. Добрынинский 4-й, д. 1/9, стр. 1А	с даты заключения контракта по 14.07.2027

Форма заявки

Кому: _____

Заявка № _____

на поставку товара

На основании Контракта № _____ от « ____ » ____ 20__ г. просим Вас осуществить поставку следующего товара:

№ п/п	Наименование товара (в соответствии с Контрактом)	Характеристики (в соответствии с Контрактом)	Объем	Единица измерения	Адрес поставки товара	Наименование адресата	Срок/дата поставки
подпись		инициалы, фамилия ответственного лица Заказчика, телефон				Дата/время	